

Naše novinky pro rok 2026

Objevte integrovatelná podstavná
laboratorní zařízení a kompaktní
laboratorní zařízení pro výzkum a
medicínu

LIEBHERR

Chlazení a mražení



5 let
záruky

Portfolio Liebherr



Zařízení pro výzkum a laboratoře – pro nejvyšší požadavky na přesnost a bezpečnost

Při skladování citlivých látek jsou konstantní teploty klíčové. Platí to zejména pro práci v laboratořích, kde mohou i sebe-menší odchylky ohrozit kvalitu výsledků výzkumu. Celé portfolio Liebherr pro výzkum a laboratoře spojuje maximální chladicí výkon a optimální teplotní stabilitu. Inovativní bezpečnostní prvky s funkcemi monitorování a alarmu poskytují rozsáhlou ochranu při poruchách jakéhokoli druhu. Chladicí a mrazicí zařízení Liebherr navíc definují opět znovu nové standardy energetické účinnosti a nákladů na vlastnictví.



Chladničky na léky – absolutně bezpečná řešení chlazení pro medicínu

Léčiva citlivá na teplotu, očkovací látky a vzorky vyžadují při skladování maximální bezpečnost. Chladničky pro skladování léčiv Liebherr podle normy DIN 13277 zaručují díky dynamickému chladicímu systému, silné izolaci a přesnému ovládání teploty stabilní podmínky pro citlivé preparáty. Optické a akustické alarmy zajišťují výstrahu při neočekávaných odchylkách. Kombinace konstantní teploty, energetické účinnosti, robustnosti a pohodlného ovládání zajišťuje spolehlivý provoz a trvale nízké celkové náklady.



SmartMonitoring – maximální bezpečnost vždy přehledně

Kombinace profesionálního spotřebiče Liebherr a chytré služby SmartMonitoring zajišťuje optimální ochranu citlivých látek. Cloudové řešení po celých 24 hodin denně monitoruje a dokumentuje teplotu a v případě odchylek spustí okamžitě alarm. Předcházet problémům dříve, než nastanou – to je definice maximální bezpečnosti.

SmartMonitoring vám zajistí extra bezpečnost:

- Maximální ochrana uloženého zboží zajištěním přesné a konstantní teploty
- Splnění dokumentační povinnosti o dodržování správné teploty formou automatizované dokumentace
- Spolehlivé alarmy a upozornění pro předcházení škodám a poklesům kvality
- Více času a méně starostí, protože náročné kontroly a dokumentaci za vás bude provádět systém
- Jednoduché a pohodlné řešení monitorování pro všechny chladničky a mrazničky i prostory



Maximální bezpečí má dvě novinky

Kvalita, nároky a síla inovací jsou přítomny už počátku provozu, naše portfolio pro výzkum a medicínu se neustále nadále vyvíjí a vytváří nové měřítko v oboru. Všechna naše chladicí a mrazicí zařízení splňují vysoké nároky na teplotní stabilitu, účinnost a příjemnou obsluhu – stejně tak jako nové integrovatelné

podstavné laboratorní spotřebiče a nové kompaktní laboratorní spotřebiče. Obě modelové řady doplňují naše výkonné portfolio pro výzkum, laboratoře a medicínu. Objevte naše nová řešení chlazení – pro maximální bezpečnost na vašem pracovišti.



SRFvh 5501



SCFvh 4032



SRPvh 6511



SUFsg 5001



SRTvh 1511



Novinka

SRUvg 1011



Novinka

SRCse 801


Integrovatelné podstavné laboratorní spotřebiče – bezpečné uložení pod pracovní plochu

Integrovatelné podstavné laboratorní spotřebiče nabízejí optimální uskladnění pro látky citlivé na teplotu. Díky ventilaci a odvětrávání na přední straně je lze flexibilně integrovat do výklenků nábytku, bez dodatečné ventilace na zadní či horní straně spotřebiče. Výkonná chladicí technika, inteligentní výstražné systémy a možné připojení k monitorovacím systémům zaručuje maximálně bezpečné uskladnění. Kombinace technické účinnosti a moderního laboratorního designu – také v provedení v souladu s ATEX.



Ventilace a odvětrávání na přední straně

Na rozdíl od běžných podstavných zařízení není třeba žádné odvětrávání vzadu ani na vrchní části zařízení. Odpadá potřeba korpusu do stěny nábytku.



SRUvg 1011


Kompaktní laboratorní spotřebiče – kvalitní uskladnění na minimálním prostoru

Nové kompaktní laboratorní spotřebiče od značky Liebherr spojují velkou kvalitu uskladnění a nízkou potřebu místa. Tak kompaktní, že je lze flexibilně umístit na či pod pracovní stůl, a proto nabízejí ideální řešení pro malé prostory. Teplotní stabilita, funkce alarmu, ochrana přístupu a možnost propojení s monitorovacími systémy poskytují maximální bezpečnost a kontrolu pro laboratoře.



Ergonomické umístění

Ideální řešení pro ergonomické práce: Na pracovních plochách nabízí kompaktní laboratorní spotřebiče vysokou kvalitu uskladnění v dosahu. Citlivé látky lze spolehlivě chladit a usnadní to práci.



SRCse 801

Naše nové integrovatelné podstavné laboratorní spotřebiče a kompaktní laboratorní spotřebiče: Kvalita, která se dlouhodobě vyplatí



Liebherr vám přináší bezpečné skladování.

- Spolehlivá teplotní stabilita
- Rozšířený teplotní rozsah
- +2 °C ochrana proti zamrznutí SafetyDevice
- AlarmLight jako doplňkový vizuální alarm



Liebherr vám poskytne čas.

- Design a materiál usnadňují čištění
- Vnitřní prostor bez spár
- Uživatelská přívětivost
- Vylepšené síťové možnosti pro SmartMonitoring



Liebherr vám ušetří náklady.

- Vysoce efektivní s maximální úsporou energie
- Nízké celkové provozní náklady
- Dlouhá životnost díky dimenzování komponent na 15 let provozu



Liebherr sází na udržitelnost.

- Používání přírodních chladiv
- Certifikace dle norem ISO 14001 & ISO 50001
- 15letá dostupnost náhradních dílů



home.liebherr.com