

NOVINKA 

Termo-třepačka TS-100C Smart



Termo-třepačka **TS-100C Smart** je určena pro orbitální míchání vzorků v rozsahu teplot od + 4 ° C do 100 ° C.

Hlavní výhoda: kontrola až 7 zařízení z jednoho PC prostřednictvím Bluetooth technologie.

- Rozsah regulace rychlosti: 250 – 1400 ot. / min.
- Vysoká rovnoměrnost teploty v bloku: $\pm 0,1$ ° C při 37 ° C
- Funkce kalibrace teploty

33 800,- Kč

Příslušenství: termobloky pro různé aplikace s různým průměrem a počtem děr.

Obj. číslo: 220 000 010 461

Cena je uvedena bez DPH