

~~26 973,-~~



SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Centrifuga IKA G-L

- vhodná pro všechny typy separačních procesů
- automatické otevření krytu
- kapacita: 12 nádob (1,5/2,0 ml)
- rozsah otáček 800 – 15.700 ot./min.
- odstředivé zrychlení 16.500 G
- příkon 65 W
- funkce časovače
- USB rozhraní
- rozměry 200x140x280 mm

22 927,-

Obj. číslo: 003 000 0774

Míchačka hřídelová

IKA EUROSTAR 200 digital

- rozsah otáček 0 – 2000 ot./min.
- max. kroutící moment 200 Ncm
- míchaný objem 100 l H₂O
- max. viskozita 100000 mPa.s
- ovládání LED displej


~~67 338,-~~



57 237,-

Obj. číslo: 211 003 990 000

~~64 773,-~~



Třepačka orbitální

IKA KS 260 basic

- tichý chod
- časový spínač 5 – 50 min. nebo trvalý chod

55 057,-

Obj. číslo: 396 521 212 333

Univerzální nástavec IKA AS 260.1

Obj. číslo: 396 528 017 400

~~14 121,-~~



12 003,-