

Naše novinky pro rok 2025

Objevte nové stolní chladničky a mrazničky pro laboratoře a zdravotnická zařízení

LIEBHERR

Chlazení a mražení



Aktuální portfolio



SRFvh 5501



SCFvh 4032



SRPvh 6511



SUFsg 5001



SRTvh 1511

Novinka

Kompletní program. Pro maximální bezpečnost.

Neustále usilujeme o další rozvoj našeho portfolia a nastolení nových standardů v našem oboru. Naše aktuální generace spotřebičů v sobě spojuje maximálně konstantní teplotu, energetickou efektivitu a uživatelskou přívětivost. Nové stolní chladničky a mrazničky doplňují náš sortiment pro výzkum, laboratoře a zdravotnická zařízení. Objevte naše komplexní řešení pro vaše specifické použití.

Nové stolní chladničky a mrazničky značky Liebherr zaujmou dynamickým chlazením, efektivní izolací a přesnou regulací teploty pro maximálně spolehlivé skladování citlivých látek. Inovovaná řada spotřebičů navíc splňuje maximální požadavky na komfort a bezpečnost:

- Vnitřní prostor s možností komfortního čištění
- Inovativní LED světelný design
- Intuitivní ovládání nabídek
- Elektronický zámek dveří u spotřebičů určených ke skladování léků
- Pracovní deska odolná vůči vyšším teplotám

Další řady spotřebičů:

- Řada spotřebičů v souladu se směrnicí ATEX, pro skladování výbušných a snadno zápalných látek ve smyslu směrnice EU 2014/34/EU
- Chladničky pro skladování léčiv podle normy DIN 13277



Dvě řady pro jakékoli nároky

Náš nový sortiment stolních chladniček a stolních mrazniček zahrnuje modely pro veškeré možnosti použití – pro velké výzkumné ústavy či malé laboratoře, lékařské praxe, pečovatelská zařízení či lékárny. Ať už se však rozhodnete pro jakoukoli řadu, vždy získáte totéž: nižší spotřebu elektřiny, optimalizovanou manipulaci a samozřejmě i typickou kvalitu značky Liebherr.

Hlavní funkce a prvky obou řad

Chytré funkce

Funkce SmartLock chrání před neoprávněným přístupem a funkce SafetyDevice před nekontrolovaným poklesem teploty pod 2 °C. Případný alarm zaznamená integrované zařízení DataLogger a uchová ho po dobu až pěti let – stejně jako historii teplot a servisních zásahů.

Nosný rošt se zárázkou proti vytažení

Nerezové rošty z ocele s povrchovou úpravou zaručují spolehlivou polohu, trvalou cirkulaci vzduchu a tím i dobrou teplotní stabilitu. Zárážka proti vytažení brání náhodnému vypadnutí.


Zapojení do sítě – větší pohodlí

Ať už je integrovaný nebo dodaný později – SmartModule propojí každý spotřebič rychle a jednoduše s funkcí SmartMonitoring. Pro bezpečnou cloudovou kontrolu teploty, itorování a dokumentaci.

Výše uvedené vybavení se může lišit v závislosti na modelu.


Řada Performance

Všechny spotřebiče řady Performance splňují bezpečnostní normu IEC 61010-2-011. Další funkce řady Performance:



Řada Perfection

Spotřebiče řady Perfection splňují vedle bezpečnostní normy IEC 61010-2-011 také normu DIN 13277, která definuje požadavky na laboratorní a lékařské specifikace. Další funkce a prvky řady Perfection:



* Pouze u mrazniček

Naše nové stolní chladničky a stolní mrazničky: Kvalita, která se dlouhodobě vyplatí – ve všech oblastech



Liebherr vám přináší bezpečné skladování.

- Spolehlivá teplotní stabilita
- Rozšířený teplotní rozsah
- +2 °C ochrana proti zamrznutí SafetyDevice
- AlarmLight jako doplňkový vizuální alarm



Liebherr vám poskytne čas.

- Design a materiál usnadňují čištění
- Vnitřní prostor beze spár
- Uživatelská přívětivost
- Lepší možnosti připojení k síti kvůli monitoringu



Liebherr vám ušetří náklady.

- Vysoce efektivní s maximální úsporou energie
- Nízké celkové provozní náklady
- Dlouhá životnost díky dimenzování komponent na 15 let provozu



Liebherr sází na udržitelnost.

- Používání přírodních chladiv
- Certifikát ISO 14001 a ISO 500001
- 15letá dostupnost náhradních dílů

