

PLATNOST NABÍDEK OD 1. ZÁŘÍ DO 31. PROSINCE 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

PODZIMNÍ NOVINKY A SLEVOVÉ AKCE

VARIABILNÍ INTELIGENTNÍ DIGESTOŘ MERCİ® G

- Elektronicky řízená celokovová laboratorní digestoř.
- Certifikovaná dle ČSN EN 14 175.
- Značka CE.
- Vysoká variabilita ovládacích prvků.
- Variabilita vnitřního vyložení a spodních bezpečnostních skříněk.



Zpracujeme Vám
komplexní řešení
podle Vašich požadavků.

NEJMENŠÍ TERMOSTAT NA TRHU

Huber Chili

- Unistat pro vysoké teploty pro uzavřené systémy (65–300 °C).
- Malé rozměry: 240 x 427 x 393 mm.
- Systém E-grade professional ve standardní výbavě.
- Jako příslušenství možno dokoupit externí chladicí spirálu bez možnosti její regulace.
- Výborná možnost použití při botanických extrakcích a mnoha dalších odvětvích či aplikacích.



Cena: 134.500,- Kč
(Obj. č.: A211 088 000 101)

VÁHOVÝ STŮL S LABORATORNÍ ŽIDLÍ

**Ceny za set stůl + židle s PU sedákem,
nízká, antistatická**

Váhoový stůl

1x žulová deska.
Rozměr:
900 x 600 x 750 mm

Cena: 8.900,- Kč
(Obj. č.: A2M20 0410 00 0001)



~~Běžná cena
12.389,- Kč~~



~~Běžná cena
16.769,- Kč~~

Váhoový stůl

2x žulová deska.
Rozměr:
1500 x 600 x 750 mm

Cena: 11.900,- Kč
(Obj. č.: A2M00 0410 000 003)



~~Běžná cena
14.009,- Kč~~

Váhoový stůl

1x žulová deska.
Rozměr:
900 x 600 x 750 mm

Cena: 9.900,- Kč
(Obj. č.: A2M00 0410 000 001)

MIKROVLNNÝ STERILIZÁTOR

MediJet 500

- Nová revoluční technologie přímého přenosu energie (DET).
- Tepelná energie dodávaná přímo do média prostřednictvím mikrovln, což má za následek okamžité a rovnoměrné zahřívání média v celém jeho objemu.
- Zároveň je velmi zkrácená i doba sterilizace až 5x. Vystavení média vysokým teplotám je rovněž velmi krátké (60–90 s) – minimalizace rozkladu mikrobiologického média.



Cena: 60.000,- Kč
(Obj. č.: A212 070 000 080)

Maximální objem	500 ml
Teplota sterilizace	135 °C
Doba ohřevu	1,5–4,5 min
Doba chladnutí	4–12 min
Pracovní tlak	3,6 bar
Hmotnost	15 kg
Elektromagnetická frekvence	2450 MHz

ZACHOVEJTE CHLADNOU HLAVU

Chlazený inkubátor Memmert ICP110eco

Laboratorní inkubátor s kompresorovým chlazením vhodný pro širokou škálu použití.

Cena: 162.299,- Kč
(Obj. č.: A212 070 512 110)

**ZÁRUKA 4 ROKY
NA ND**



Objem	108 l
Teplotní rozsah	- 12 až + 60 °C
Napětí	230 V
Příkon max.	1,2 kW
Hmotnost	118 kg
Rozměry vnitřní (š x hl x v)	560 x 400 x 480 mm
Rozměry vnější (š x hl x v)	745 x 585 x 1233 mm

Klimatická komora Memmert ICH110eco

Komora je vhodná pro zkoušky farmaceutických produktů.

Cena: 213.010,- Kč
(Obj. č.: A212 070 912 110)

**ZÁRUKA 4 ROKY
NA ND**



Objem	108 l
Teplotní rozsah	- 12 až + 60 °C
Napětí	230 V
Příkon max.	1,35 kW
Hmotnost	114 kg
Rozměry vnitřní (š x hl x v)	560 x 400 x 480 mm
Rozměry vnější (š x hl x v)	745 x 585 x 1233 mm

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA O JEDEN ROK NA NÁHRADNÍ DÍLY PRO VŠECHNY PŘÍSTROJE MEMMERT R.V. 2020 **KONEČNÁ ZÁRUKA 4 ROKY!**



DEKONTAMINACE RESPIRÁTORŮ A DÝCHACÍCH MASEK

Sterilizátor MEMMERT SF110plus

Horkovzdušná dekontaminace respirátorů a dýchacích masek tř. IIb dle MDD 93/42 / EHS. Podle oznámení pandemického krizového týmu německé vlády lze nyní dýchací masky dekontaminovat při teplotě 65–70 °C po dobu 30 minut.

Cena: 64.286,- Kč
(Obj. č.: A212 070 311 110)

**ZÁRUKA 4 ROKY
NA ND**



TERMOSTAT

Blokový BD-2D + 25 °C ... 100 °C

Digitální ovládání. 2 bloky.

Cena: 9.999,- Kč
(Obj. č.: A500 000 030 207)



Teplotní rozsah	+ 25 až + 100 °C
Teplotní stabilita při 40 °C	± 0,05 °C
Rychlost ohřevu (30 °C až max.)	12 min.
Rozlišení displeje	0,1 °C
Topný výkon	300 W
Napájení	230 V / 50 Hz
Rozměry (š x hl x v)	202 x 260 x 105 mm

REFRAKTOMETR PRO STANOVENÍ KONTROLY KVALITY DESINFEKCE

Atago PAL COVID-19

Desinfekce s příliš nízkým obsahem alkoholu nejsou dostatečně účinné, na druhou stranu příliš vysoký obsah alkoholu způsobuje zbytečné vysoušení rukou. Optimální koncentrace alkoholu v antivirové desinfekci by tak měla být 70–80 %.

Cena: 8.700,- Kč
(Obj. č.: A377 000 004 553)

NOVINKA



Rozlišení	0,1 %
Přesnost	±1 %
Teplotní kompenzace	5 až 30 °C
Okolní teplota	10 až 30 °C
Zobrazovaný rozsah	0,0 až 100,0 ml / 100 ml (%)

MAGNETICKÉ MÍCHAČKY HEIDOLPH

Bez ohřevu

Malé, jednoduché magnetické míchačky s vysokým výkonem a elektronikou kontrolou otáček. Vhodné pro titrace.

S ohřevem

Vysoký topný výkon pro rychlý ohřev vzorku. Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, jedním pro regulaci teploty pracovní plochy s přesností až $\pm 5^\circ\text{C}$ a druhým pro ochranu proti překročení nastavené teploty. Možnost připojení teplotního čidla Pt 1000.

ODBĚR NAD 3 KS 30% SLEVA!	MR Hei-Mix S	MR Hei-Mix L	MR Hei-Standard	MR Hei-Tec
				
Typ	Bez ohřevu	Bez ohřevu	S ohřevem	S ohřevem
Rozměr pracovní plochy	$\varnothing 104\text{ mm}$	$\varnothing 145\text{ mm}$	$\varnothing 145\text{ mm}$	$\varnothing 145\text{ mm}$
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry (š x hl x v)	140 x 126 x 80 mm	173 x 277 x 94 mm	173 x 277 x 94 mm	173 x 277 x 94 mm
Cena 1 ks	6.552,- Kč	14.300,- Kč	16.250,- Kč	20.636,- Kč
Cena 3 ks	4.586,- Kč	10.010,- Kč	11.375,- Kč	14.445,- Kč
Obj. č.	A515 030 200 000	A515 055 000 001	A515 052 000 000	A515 053 000 000

VÝHODNÝ SET TŘEPAČEK HEIDOLPH

Třepačka Heidolph Titramax 100



Třepačka Heidolph Titramax 1000



Třepačka Heidolph Multi Reax



= SLEVA!

Titramax 100 + Multi Reax = **38.900,- Kč**
(Obj. č.: A215 452 120 000)

Titramax 1000 + Multi Reax = **42.850,- Kč**
(Obj. č.: A215 452 220 000)

Třepačka	Titramax 100	Titramax 1000
Počet mikrotitr. destiček	≥ 4	≥ 6
Typ pohybu	Orbitální vibrační	Orbitální vibrační
Rozsah otáček	150–1350 ot./min.	150–1350 ot./min.
Amplituda	1,5 mm	1,5 mm
Max. nosnost	2 kg	5 kg
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry prac. pl. (š x hl)	220 x 220 mm	290 x 258 mm

Multi Reax
Třepání jednotlivých zkumavek nebo mikrozkušavek typu Eppendorf. Horizontální kruhový a vibrační pohyb s plynule nastavitelnou frekvencí. Manuální přepínač pro nepřetržitý chod nebo lze spustit dotykově. Karuselový nástavec pro 26 zkumavek $\varnothing 10\text{--}16\text{ mm}$ / 12 zkumavek $\varnothing 16\text{--}32\text{ mm}$.
Časovač: 0–999 min.
Rozsah otáček: 150–2000 ot./min. / Amplituda: 3 mm
Rozměry (š x hl x v): 270 x 410 x 172 mm / Hmotnost: 9,8 kg

ČISTÁ VODA VE VAŠÍ LABORATOŘI NA DOSAH

Demineralizační přístroje řady TECHNICAL

Široce využívané systémy pro úpravu vody z vodovodního řádu. Vodivost závisí na kvalitě napájecí vody – může být 10-20 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Zachytí 96–99 % organických a anorganických nečistot, které jsou ve vodě rozpuštěny. Používají se hlavně jako zdroj vody pro myčky, autoklávy, klimatické komory, apod...

Typ	Technical 5	Technical 10	Technical 20
Účinnost zařízení	5–7 l/h	10–12 l/h	20–22 l/h
Rozměry (š x hl x v)	235 x 440 x 510 mm	235 x 470 x 570 mm	235 x 470 x 570 mm
Vybavení zařízení	Mechanický filtr 5 μm , modul A, RO modul. Čerpadlo zvyšující tlak vstupní vody. Napájení: vodovodní řád.		
Cena	29.603,- Kč	34.806,- Kč	40.643,- Kč
Obj. č.	A370 000 000 055	A370 000 000 010	A370 000 000 020



Demineralizátory HLP

Lze napájet vodou z vodovodního řádu. Upravená voda z tohoto zařízení má vodivost nižší než 0,06 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a splňuje požadavky: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, EP. Upravenou vodu je vhodné použít pro instrumentální analýzu AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC (v závislosti na modelu).




Ceny již od: 27.440,- Kč

LAMINÁRNÍ BOX II. TŘÍDY – BIOHAZARD

MERCİ SCS II-4

- Vertikální proudění
- Splňuje požadavky normy ČSN EN-12469:2000
- Osazen HEPA filtry H 14 s účinností 99,999 % pro částice 0,3 μm .
- Mikroprocesorové řízení.
- Audiovizuální alarm.
- Elektricky ovládané přední okno.
- Ovládací dvouřádkový displej s LCD klávesnicí.
- 2 elektrické zásuvky.



ŠÍŘKA 120 CM

Cena: 188.870,- Kč
(Obj. č.: A516 000 212 001e)

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

Skládání lithiových baterií ION-LINE

Bezpečné skladování lithiových baterií vyžaduje specificky vybavené skříně, které uchraní uložené baterie před možným vnějším požárem i před potenciálním vnitřním požárem, který může vzniknout samovznícením uložených baterií (přehřátí, elektrické přetížení, mechanické poškození).

Samovznícení baterií bývá častou příčinou požáru a exploze s fatálními následky pro celou budovu. Jen několik procent firem, u kterých dojde k takové katastrofě, dokáže znovu plně obnovit svůj provoz.

- Bezpečnostní skříně pro skladování lithiových baterií zajišťují ochranu 90 minut před vnějším i vnitřním požárem dle EN14470-1 a EN1363.
- Řada BATTERY-CHARGE umožňuje i nabíjení uložených baterií díky řadě zásuvek.
- Odvětrávání skříní pomocí ventilační jednotky snižuje teplotu uvnitř pod 60 °C a tím snižuje riziko samovznícení.
- Včasné varování před požárem uvnitř skříně je zajištěno detektorem kouře, který v případě nutnosti aktivuje vizuální a akustický alarm.



Cena dle konkrétní konfigurace na vyžádání.

SPECIÁLNÍ SKŘÍNĚ – SKLADEM

Skříňka bezpečnostní – asecos

Skříňka bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 1 výjezd.
Vnější rozměry: 1102 x 574 x 600 mm.

Cena: 41.244,- Kč
(Obj. č.: A2D 000 631 130 001)



Skříňka bezpečnostní – asecos

Skříňka bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 2 výjezdy.
Vnější rozměry: 1102 x 574 x 600 mm.

Cena: 54.180,- Kč
(Obj. č.: A2D 000 631 130 002)



Skříň na kyseliny a louhy – asecos

Skříň na louhy a kyseliny,
plechová s vyložením,
dvoudveřová, 12 výjezdů.
Vnější rozměry:
1197 x 603 x 1965 mm.

Cena: 85.792,- Kč
(Obj. č.: A2D 000 631 130 002)



Skříň pro kombinované skladování – asecos

Skříň bezpečnostní
kombinované ukládání,
typ 90, 2x 6 výjezdných polic.
Vnější rozměry:
1197 x 617 x 1969 mm.


Cena: 110.880,- Kč
(Obj. č.: AZO 105 310 100 104)



Skříň bezpečnostní – asecos

Skříň bezpečnostní
na hořlaviny – řada Q,
typ 90. Dvoudveřová,
6 výjezdů. Vnější rozměry:
1193 x 615 x 1955 mm.


Cena: 109.900,- Kč
(Obj. č.: AZO 105 111 213 302)



Skříň pro kombinované skladování – asecos

Skříň plechová se
zabudovaným boxem.
Vnější rozměry:
950 x 500 x 1950 mm.

Cena: 31.724,- Kč
(Obj. č.: A2D 000 631 130 002)



Skříňka kovová na chemikálie bez ventilátoru – Köttermann

Nízká plechová skříňka dvoudveřová
s jednou policí určená pro
skladování chemikálií.
Vnější rozměry: 900 x 520 x 720 mm.

Cena: 16.968,- Kč
(Obj. č.: A2D 000 631 130 002)



Skříň kovová na chemikálie s ventilátorem – Köttermann

Vysoká plechová skříň
ve dvoudveřovém provedení
se zámkem, čtyřmi policemi,
opatřena výfukovým komínkem
sloužícím k napojení na odtaž.
Vnější rozměry:
900 x 520 x 1920 mm.

Cena: 53.844,- Kč
(Obj. č.: AZO 105 410 210 201)



STŘÍKAČKOVÉ FILTRY JET – BIOFIL

**ZBOŽÍ NA SKLADĚ
K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ!**




FILTRY	Akční cena [Kč/bal.]	Obj. č.
Stříkačkový PTFE (bílý), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 225 025
Stříkačkový NYLON (růžový), 0,22 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 222 013
Stříkačkový NYLON (růžový), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 222 025
Stříkačkový NYLON (růžový), 0,45 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 422 025
Stříkačkový PES (zelený), 0,22 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 224 013
Stříkačkový PES (zelený), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 224 025
Stříkačkový PES (zelený), 0,45 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 424 013
Stříkačkový PES (zelený), 0,45 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 424 025
Stříkačkový MCE (žlutý), 0,22 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 221 013
Stříkačkový MCE (žlutý), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 221 025
Stříkačkový PVDF (modrý), 0,45 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 423 013
Stříkačkový PES (zelený), 0,45 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 45 ks	415,-	A310 000 404 025
Stříkačkový PTFE (bílý), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 45 ks	415,-	A310 000 205 025
Stříkačkový PTFE (bílý), 0,45 µm, ø 25 mm, sterilní, bal. 45 ks	415,-	A310 000 405 025
Stříkačkový CA (červený), 0,22 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 226 013
Stříkačkový CA (červený), 0,22 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 226 025
Stříkačkový CA (červený), 0,45 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 426 013
Stříkačkový CA (červený), 0,45 µm, ø 25 mm, nesterilní, bal. 50 ks	418,-	A310 000 426 025
Stříkačkový PVDF (modrý), 0,22 µm, ø 30 mm, nesterilní, bal. 50 ks	470,-	A310 000 223 030
Stříkačkový PVDF (modrý), 0,1 µm, ø 13 mm, nesterilní, bal. 100 ks	455,-	A310 000 123 013

MIKROZKUMAVKY, LAHVE	Akční cena [Kč/bal.]		Obj. č.
Mikrozkumavka pro PCR, 0,2 ml, PP, individual., víčko ploché, 1000 ks	434,-		A311 334 000 200
Mikrozkumavka cryo, 1,8 ml, kulaté dno, vnitřní závit, NUNC, 500 ks	3.700,-		A336 111 363 401
Mikrozkumavka cryo, 3,6 ml, kulaté dno, vnitřní závit, NUNC, 400 ks	3.800,-		A331 000 366 524
Lahev 50 ml, HDPE, 27 mm, dvojitý uzávěr, 1 ks	8,-		A333 033 050 001

UNIVERZÁLNÍ ŠPIČKY

S filtrem, kompatibilní s pipetami Eppendorf, Gilson, Labnet, Nichyrio, Lasany a dalšími ...

Název	Akční cena [Kč/bal.]	Obj. č.
Špičky universal 0,1–10 µl, filtr, 96 ks	54,-	A311 333 111 010
Špičky universal 20 µl, filtr, 96 ks	50,-	A311 333 111 020
Špičky universal 100–1000 µl, filtr, 96 ks	54,-	A311 333 111 100
Špičky universal 10–100 µl, filtr, 1000 ks	38,-	A311 333 100 100



LABORATORNÍ POMŮCKY

Přenosný exsikátor mini

Praktický přenosný exsikátor, madlo pro snadné uchopení. Protiskluzové gumové nožičky. Dodáván včetně dvou polic, vlhkoměru a sušicího prostředku.

Hmotnost	1 kg
Max. zatížení police	2 ks
Max. kompletní zatížení	3 kg
Rozměry vnější (š x hl x v)	221 x 214 x 183 mm
Rozměry vnitřní (š x hl x v)	212 x 180 x 162 mm
Vnitřní objem	6,2 l
Materiál	Polykarbonát
Tlak	Normální



Cena: 4.340,- Kč
(Obj. č.: A331 500 194 806)

Možnost přikoupení sušicího prostředku.

Kazeta se zapouzdřeným silikagelem a indikátorem (40 g)

Změna barvy z modré na růžovou.
Rozměr (š x hl x v): 102 x 53 x 12 mm.

Cena: 686,- Kč
(Obj. č.: A331 500 190 104)



Vysoušecí válec hliníkový se zapouzdřeným silikagelem a indikátorem (750 g)

Změna barvy z modré na růžovou.
Rozměr (ø x v): 108 x 136 mm.

Cena: 4.508,- Kč
(Obj. č.: A331 500 190 204)



Silikagel v plastové dóze, bez kobaltu (360 g)

Barevný přechod oranžová/černá.

Cena: 675,- Kč
(Obj. č.: A331 500 189 504)



Silikagel v plastové dóze, bez kobaltu (1000 g)

Barevný přechod modrá/růžová.

Cena: 241,- Kč
(Obj. č.: A253 422 769 435)



Lahev HDPE s rozprašovačem

Objem 1000 ml. Dodáváno v balení po 5 ks.

Cena: 69,- Kč/ks
(Obj. č.: A331 850 000 327)



Brýle ochranné s bočnicemi

Cena: 120,- Kč
(Obj. č.: A331 333 021 023)



Štít ochranný lehký

Čirá fólie kryje celý obličej i krk. Uchycení širokou gumou po obvodu hlavy. Polstrování v přední části.

Materiál: PC
Rozměr (š x d): 330 x 220 mm

Cena: 130,- Kč
(Obj. č.: A331 333 026 222)



Rukavice latex

Lehce zaprašované, jednorázové, 100 ks v balení.

Velikost S – Cena: 240,- Kč
(Obj. č.: A300 300 300 300)

Velikost M – Cena: 240,- Kč
(Obj. č.: A300 300 400 400)

Rukavice nitril

Nezaprashované, jednorázové, 100 ks v balení.

Velikost M – Cena: 276,- Kč
(Obj. č.: A300 152 285 008)

Velikost L – Cena: 276,- Kč
(Obj. č.: A300 152 285 009)



DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY A ČISTIVA

Dezinfekce Anti – COVID

- Vysoce účinná antibakteriální alkoholová dezinfekce.
- Spolehlivě z rukou odstraní bakterie, plísňe i viry.
- Vyrobená dle receptury světové zdravotnické organizace WHO.
- Dodávána certifikovaným výrobcem s oprávněním od MZ ČR.

Balení 1 l – Cena: 45,- Kč
 (Obj. č.: A253 000 047 480)

Balení 20 l – Cena: 865,- Kč
 (Obj. č.: A253 020 047 480)



**ZBOŽÍ NA SKLADĚ
K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ!**

Dezinfekční stojan s dávkovačem na dezinfekci na ruce – kovový

Dezinfekční stojan pro účinnou dezinfekci rukou vhodný i pro umístění do exteriéru. Provedení: kov barvený práškovou barvou. Stabilitu zajišťuje podstavec o průměru 48 cm, s otvory pro možné upevnění k podlaze. Grafika je vyrobena z odolné omyvatelné polymerické fólie s laminací. Plastový dotykový dávkovač na dezinfekci o objemu 800 ml je na dolévání. Součástí stojanu je odkapávací miska.

Cena: 4.900,- Kč
 (Obj. č.: A396 161 001 009)

NOVINKA!



Dezinfekční stojan s BEZDOTYKOVÝM sprejovým dávkovačem na dezinfekci na ruce

Dezinfekční stojan pro účinnou dezinfekci rukou s umístěním do interiéru. Vyrobený z laminodesky – v. 130 cm, š. 25 cm. Potažený odolnou omyvatelnou polymerickou fólií s laminací. Jeho stabilitu zajišťuje kovový podstavec o průměru 60 cm, barvený práškovou barvou. Sprejový BEZDOTYKOVÝ dávkovač na dezinfekci o objemu 1 l je na dolévání. Součástí stojanu je odkapávací miska. Zdroj: 8 alkalických baterií AA.

Cena: 8.200,- Kč
 (Obj. č.: A396 161 401 009)

NOVINKA!



Papírové čistivo TOP 1000

Jednovrstvé, světlehnědé, recyklované. Určené k rychlému absorbování vody, olejů, šmíru atd. Délka 1000 m, šíře role 32 cm, průměr role 37 cm. Balení: 1 role.

Cena: 1.002,- Kč
 (Obj. č.: A310 000 000 001)

NOVINKA!



Papírové čistivo EKONOMIK, modré – 4 vrstvé

Vymáčkávané, perforované po 38 cm, 100% celulóza. Určené k rychlému absorbování vody, olejů, šmíru atd. Délka 157 metrů, šíře role 28,6 cm, průměr 30 cm. Balení obsahuje 2 role.

Cena: 966,- Kč/bal.
 (Obj. č.: A310 000 000 101)

NOVINKA!



Úchyt na průmyslová čistiva v rolích – bílé provedení

Vyrobený z ocelových trubek, barevné provedení – bílá barva. Vybavený poniklovaným nožem usnadňujícím odtržení čistiva. Odolný proti poškození. Průměr tyčky 2 cm, vhodný na role čistiva do max. průměru dutinky 7 cm. Rozměry (š x hl x v): 50 x 60 x 35 cm.

Cena: 620,- Kč
Sleva – 30% z původní ceny 891,-Kč!
 (Obj. č.: A396 161 000 020)



Utěrka z netkané textilie

Pevná a odolná utěrka TEMCA pro opakované použití za mokra nebo za sucha. Může být použita opakovaně. Nasaje vodu až do 4-násobku své hmotnosti. Absorbuje olej a rozpouštědla. Nezanechává prakticky žádná vlákna. Dostatečně měkká pro leštění. Odolná vůči rozpouštědlům. Multifunkční pevná utěrka. Rozměr 30 x 38 cm, 500 útržků, tyrkysová.

Cena: 1.289,- Kč/bal.
 (Obj. č.: A331 000 066 359)



KANCELÁŘSKÉ A LABORATORNÍ ŽIDLE

Židle kancelářská, textilní potah, područky, kolečka

Pracovní židle se středně vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus – nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku. Možnost nastavení výšky opěráku, nastavení výšky sedáku plynovým pístem, pevné PP područky jsou součástí. Nosnost: do 120 kg. Barva: červená.

Cena: 2.785,- Kč
(Obj. č.: AZO 1A0 022 000 002)



Židle kancelářská, kloub, textilní potah, područky, kolečka

Pohodlná čalouněná kancelářská židle, výškově stavitelná, výškově stavitelný opěrák, čalouněný sedák i opěrák, včetně pevných PP područek, plochý nylonový černý kříž s kolečky na tvrdé podlahy. Nosnost: do 120 kg. Barva: modrá.

Cena: 1.292,- Kč
(Obj. č.: AZO 117 000 6004)



Židle laboratorní, sedák PUR, područky, kolečka

Extra odolná zátěžová židle vhodná do průmyslových provozů a laboratoří, ergonomický PUR sedák, výškově stavitelný ergo sedák a ergo opěra, včetně područek výškově a šířkově stavitelných, měkčený PUR, synchronní mechanismus s aretací polohy a ergonomickou regulací tuhosti, nastavitelná hloubka sedáku, černý hliníkový kříž s kolečky pro měkké povrchy. Nosnost: do 130 kg. Barva: černá.

Cena: 6.296,- Kč
(Obj. č.: AZO 110 111 000 008)



Židle laboratorní zvýšená, PUR, pevný úhel sedáku, opěrný kruh, kluzáky

Zvýšená verze laboratorní židle, ergonomický PUR sedák, výškově stavitelná ergonomická opěra, pevný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky. Nosnost: do 100 kg. Barva: černá.

Cena: 2.347,- Kč
(Obj. č.: AZO 110 112 000 033)



Židle laboratorní, sedák a opěrák (koženka), opěrný kruh, kolečka

Otočná laboratorní židle, výškově stavitelná, sedák a opěrák očalouněn zdravotní koženkou. Židle tvořena z podnože a stavitelného kruhu pro nohy v povrchové úpravě lesklý chrom (kovová chromovaná konstrukce). Židle je výškově stavitelná pomocí plynového pera, které se ovládá páčkou. Opěrák je naklápěcí a horizontálně i vertikálně stavitelný nezávisle na poloze sedáku. Pogumovaná plastová kolečka o prům. 50 mm. Nosnost: do 150 kg. Barva: bílá.

Cena: 5.560,- Kč
(Obj. č.: AZO 110 112 000 058)



Židle kancelářská, sedák a opěrák (koženka), MEK, báze chrom, kolečka, bez područek

Klasická koženou čalouněná kancelářská židle, středně vysoký opěrák, plynový píst, chromovaný odolný a robustní kříž, kolečka na tvrdé povrchy. Mechanika MEK – nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem. Nosnost: do 100 kg. Barva: modrá.

Cena: 2.347,- Kč
(Obj. č.: AZO 110 120 000 045)



ŠKOLNÍ A VÝUKOVÉ POMŮCKY

Molekulární stavebnice

Skládá se z 16 krabiček obsahujících stavebnice pro studenty. Krabičky jsou uloženy v pevném dřevěném kufříku. Každá krabička obsahuje: 21 atomů, 4 vazby a 1 laminovanou tabulku s přesnými instrukcemi pro studenty.

Cena: 7.839,- Kč

(Obj. č.: A375 444 016 005)



Model rostlinné buňky

Model zobrazuje jednoduchou stavbu rostlinné buňky – jádro, vakuola, chloroplast, mitochondrie.

Cena: 410,- Kč

(Obj. č.: A375 444 900 000)



Model lidského plodu

Reálný odlitek plodu v 7. měsíci těhotenství. Plod je umístěn v děloze, lze vyjmout.

Cena: 1.630,- Kč

(Obj. č.: A375 444 900 482)



Model rakoviny kůže

8x zvětšený patologický model znázorňuje na přední i zadní stěně 6 stádií maligního melanomu.

Cena: 699,- Kč

(Obj. č.: A375 444 900 141)



Zvětšovací lupa

Průhledná kulatá lahev z plastu s víkem, integrovanou čočkou a milimetrovou mřížkou na dně lahve. Během pozorování je možné určit velikost zvířat a rostlinných částí. Průměr: 55 mm, zvětšení: cca 4x.

Cena: 99,- Kč

(Obj. č.: A397 110 001 047)




Velká lupa se stojánkem

Čočka o pr. 100 mm, malé další otočné zvětšovací sklo a stativ umožňuje použití 3 zvětšovacích kroků (2x; 2,5x a 5x) k pohodlnému pozorování.

Cena: 99,- Kč

(Obj. č.: A375 444 920 023)



Model lidské buňky

Model zobrazuje 40 000 krát zvětšenou nediferencovanou lidskou buňku. Trojrozměrný model umožňuje studium stavby nejmenší jednotky každého žijícího organismu. Zobrazuje základní funkční buněčné orgány. Jejich sestavení v modelu zobrazuje okamžitý snímek dynamické rovnováhy buňky. Buněčné jádro, několik mitochondrií a lyzozomy jsou zobrazeny v řezu a odhalují vnitřní stavbu. Připevněno na kovovém podstavci. Rozměry: 60 x 46 x 46 cm, 7 kg.

Cena: 4.853,- Kč

(Obj. č.: A375 444 930 000)



Model kostry

Špičková mini kostra člověka. Ramena a nohy jsou odnímatelné. Stejně tak i lebku je možné rozebrat na 3 části – spodní čelist, spodina lebeční a lebeční klenby. Výška: 80 cm, hmotnost: 1,5 kg.

Cena: 2.190,- Kč

(Obj. č.: A375 444 900 181)



Resuscitační torzo

Torzo pro nácvik základních resuscitačních technik. Vyrobeno z měkkého vinylového plastu. Realistický náklon hlavy k otevření dýchacích cest.

Cena: 1.630,- Kč

(Obj. č.: A375 444 900 482)



Anatomická schémata (50 x 67 cm)

Pánev a kyčel
– papír. verze

Cena: 125,- Kč


(Obj. č.: A375 442 202 172)



Krk, nos, ucho
– lamin. verze

Cena: 190,- Kč

(Obj. č.: A375 442 201 792)



Ruka a zápěstí
– lamin. verze

Cena: 190,- Kč

(Obj. č.: A375 442 201 171)



LABORATORNÍ SKLO – AKČNÍ CENY

LAHVE	Skladem [ks]	Akční cena [Kč/ks]	Obj. č.	
Reagenční, 25 ml, GL 25, hnědá, bez uzáv.	7	212,-	A610 002 180 614	
Reagenční, 50 ml, GL 32, čirá, čtyřhranná, bez uzáv., SV sklo DURAN	7	25,-	A610 002 382 017	
Reagenční, 50 ml, GL 32, čirá, komplet, DURAN	6	104,-	A610 021 801 175	
Reagenční, 100 ml, GL 45, čirá, komplet, DURAN, autoklávovatelná	7	98,-	A610 021 801 245	
Reagenční, 100 ml, GL 32, hnědá, čtyřhr., bez uzáv., SV sklo DURAN	7	27,-	A610 002 382 624	
Reagenční, 250 ml, GL 45, hnědá, bez uzáv.	8	78,-	A610 023 816 365	
Reagenční, 250 ml, GLS 80, čirá, komplet	6	134,-	A610 021 860 365	
Reagenční, 250 ml, GL 32, hnědá, čtyřhranná, bez uzáv., SV sklo	8	78,-	A610 023 816 365	
Reagenční, 250 ml, GL 45, čirá, čtyřhranná, komplet	5	109,-	A610 021 820 365	
Reagenční, 250 ml, GL 80, čirá, bez uzáv., DURAN	9	97,-	A610 002 186 036	
Reagenční, 750 ml, GL 45, hnědá, bez uzáv., DURAN	8	520,-	A610 002 180 651	
Reagenční, 1000 ml, GL 80, čirá, bez uzáv., DURAN	9	198,-	A610 001 178 424	
Reagenční, 2000 ml, GL 80, čirá, bez uzáv.	9	423,-	A610 001 178 425	
Na kyselinu se zátkou a kloboučkem, 100 ml, NZ19/17, bílá	9	965,-	A610 002 127 524	
Na kyselinu se zátkou a kloboučkem, 500 ml, NZ24/20, bílá	8	1.183,-	A610 002 127 544	
Na kyselinu se zátkou a kloboučkem, 1000 ml, NZ29/32, bílá	4	1.338,-	A610 002 127 554	

UZÁVĚRY	Skladem [ks]	Akční cena [Kč/ks]	Obj. č.	
Šroubový GL 80, PSU, bílý s teflonovým těsněním	4	308,-	A610 001 165 888	
Šroubový GL 25, PBT, červený, do 180 °C	4	41,-	A610 002 924 013	
Šroubový GL 25, PP, modrý, DURAN	7	20,-	A610 002 923 913	
Šroubový GL 32, PP, modrý	17	21,-	A610 002 923 919	
Šroubový GL 32, PBT, červený, do 180 °C, PTFE těsnění, DURAN	5	62,-	A610 002 924 019	
Šroubový GL 45, PP, žlutý, do 140 °C, DURAN	9	24,-	A610 002 933 828	
Šroubový GL 45, PP, modrý, DURAN	9	18,-	A610 002 930 128	

BAŇKY	Skladem [ks]	Akční cena [Kč/ks]	Obj. č.	
Kuželová širokohrdlá, 100 ml, Erlenmeyer, DURAN	9	103,-	A610 002 122 624	
Kuželová širokohrdlá, 2000 ml, Erlenmeyer, DURAN	4	444,-	A610 002 122 663	
Kuželová širokohrdlá, 1000 ml, Erlenmeyer, DURAN	3	238,-	A610 002 122 654	
S plochým dnem širokohrdlá, 1000 ml, DURAN	5	351,-	A610 002 173 154	
Kuželová úzkohrdlá, 300 ml, Erlenmeyer, DURAN	8	117,-	A610 002 121 639	
Kuželová úzkohrdlá, 500 ml, Erlenmeyer super duty, DURAN	5	177,-	A610 002 121 744	
S plochým dnem úzkohrdlá, 250 ml, DURAN	8	152,-	A610 002 171 136	
Hruškovitá, 10 ml, NZ 14/23, DURAN	10	192,-	A610 002 419 508	

KOHOUT	Skladem [ks]	Akční cena [Kč/ks]	Obj. č.	
Vakuový jednocestný přímý, vrtání 8 mm	12	743,-	A632 441 313 080	

LABORATORNÍ SKLO – AKČNÍ CENY

ZKUMAVKY	Skladem [ks]	Akční cena Kč/ks	Obj. č.	
Centrifugační 15 ml, kónické dno, VO, se stupnicí, 18 x 140 mm	478	93,-	A632 437 210 821	
S kulatým dnem, VO, 24 x 120 / 1,2 mm, SIMAX	100	8,-	A632 422 124 000	
S kulatým dnem, VO, 10 x 75 / 1,0 mm, SIMAX	88	3,-	A632 422 110 075	
Se špičatým dnem, VO, 17 x 120 / 1,2 ± 0,2 mm, kónická	71	25,-	A632 422 517 112	
S kulatým dnem, VO, 10 x 100 / 1,0 mm, SIMAX	65	12,-	A632 422 110 110	
Reagenční 15 ml s VO, dělení 1:10 / 15 x 160 mm	55	33,-	A632 437 010 721	
S kulatým dnem, VO, 24 x 200 / 1,2 mm, SIMAX	57	16,-	A632 422 124 200	
S kulatým dnem, VO, 12 x 75 / 1,0 mm, SIMAX	54	4,-	A632 422 112 075	
Se špičatým dnem, VO, 16 x 120 / 1,8 ± 0,2 mm, kónická	30	29,-	A632 422 516 212	
S kulatým dnem, RO, 10 x 160 / 1,0 mm, SIMAX	670	3,-	A632 422 010 160	
S kulatým dnem, RO, 24 x 160 / 1,2 mm, SIMAX	300	7,-	A632 422 024 160	
S kulatým dnem, RO, 16 x 100 / 1,8 mm, SIMAX	50	6,-	A632 422 016 101	
S kulatým dnem, RO, 11 x 55 / 1 mm SIMAX	106	2,-	A632 422 011 105	
Centrifugační 50 ml, kulaté dno, RO, 30 x 110 mm, se stupnicí GLASSCO	50	50,-	A636 009 420 204	
S plochým dnem, RO, 17 / 0,8–1,0 x 85 mm	333	2,-	A632 423 017 085	
Se špičatým dnem, RO, 16 x 100, kónická	28	35,-	A632 902 016	
S kulatým dnem, GL15, 16 x 125, uzávěr PP, popis. ploška	34	26,-	A634 993 737 852	
S kulatým dnem, GL, 15 x 125 mm / 10 ml, na kultury, PP uzávěr	35	21,-	A636 008 220 202	

MERCİ – VÝROBA KOVOVÝCH LABORATORNÍCH DIGESTOŘÍ, LABORATORNÍHO NÁBYTKU A MÉDIOVÝCH STĚN

**KOMPLEXNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ PRO VAŠI LABORATOŘ
VÍCE NA WWW.MERCISHOP.CZ**

NAVŠTIVTE NAŠE VZORKOVNY V BRNĚ A PRAZE



Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
 Telefon: +420 548 428 411
 E-mail: merci@merci.cz
 Provozní doba: Po–Pá: 8:00–16:00



Průhonická 127, 251 01 Čestlice
 Telefon: +420 224 933 010
 E-mail: merci.praha@merci.cz
 Návštěva vzorkovny je možná po dohodě.