

ZA
NEINVESTIČNÍ
CENU !

1 600,- vč. DPH

Termocykler TC-5000, 96/384, Gradient

Přístroj s vyměnitelnými bloky pro 96 nebo 384 místné mikrotitrační destičky, případně pro 60 x 0,5ml mikrozkušavky. Vyhřívání víko, rozsah teplot 4 až 99°C, intuitivní programování se zobrazením parametrů na přehledném displeji. Výborných teplotních parametrů je dosaženo díky vybavení bloku osmi Peltierovými články a kontrole teploty čtyřmi nezávislými termistorovými sondami, rozloženými rovnoměrně v celém bloku. Možnost nastavení teplotního gradientu v rozsahu teplot 20 až 70°C, maximální gradient je 30°C (16°C pro blok na 384 místné destičky). Přístroj má programovou pojistku překročení nastavené teploty a funkci auto restartu v případě výpadku napájení.

Obj. číslo: 500 000 030 131

SKLADEM



Termostat blokový DB-2D, +25 ... +100 °C

Ovládání digitální. 2 bloky. Rozsah teplot + 25 až +100°C. Teplotní stabilita při 40°C ± 0,05°C. Rychlost ohřevu (30°C až max.) je 12 min. Rozlišení displeje 0,1°C. Topný výkon 300 W. Napájení 230 V/50 Hz. Rozměry 202x260x105 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: 500 000 030 207

400,-



Bloky k termostatům

SKLADEM

Obj. číslo	Popis	Cena
500 000 030 237	Blok hliníkový - Block for Gelation Timer sample cup	40,00
500 000 030 218	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 25 mm, 6 pozic	16,00
500 000 030 227	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 0,5 ml, 30 pozic	16,00
500 000 000 030	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 12 mm, 20 pozic SHT 1/12	80,00
500 000 000 035	Blok hliníkový pro zkumavky 2 ml, 20 pozic SHT 1/20	80,00
500 000 000 037	Blok hliníkový pro zkumavky 1,5 ml, 20 pozic SHT 1/22	80,00
500 000 000 044	Blok hliníkový pro zkumavky 0,2 ml strips, 10x8 pozic SHT 1/80	16,00
500 000 000 029	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 10 mm, 20 pozic SHT1/10	16,00
500 000 000 036	Blok hliníkový pro kyvety SHT 1/21	16,00
500 000 000 038	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 25 mm, 6 pozic SHT 1/25	16,00
500 000 000 042	Blok hliníkový pro zkumavky pr. 33 mm, 4 pozice SHT 1/33	16,00
500 000 000 028	Blok hliníkový plain block SHT 1/0	16,00



Výprodej originálního příslušenství myček MIELE

Miele



SKLADEM

Obj. číslo	Popis	Cena
212 269 538 001	Vozík injektorový E 380 pro uložení úzkohrdlého skla	1 656,00
212 269 540 502	Vozík injektorový E 405/1 TA pro uložení až 38 pipet	80,00
161 014 898	Vozík E 493 pro uložení 8 nástavců E494 pro mikrotitrační destičky na 4 úrovních	80,00
212 269 538 001	Vozík injektorový E 380 pro uložení úzkohrdlého skla	60,00
212 269 117 501	Koš horní/injektor O 175 pro uložení úzkohrdlého a laboratorního skla	80,00
212 269 118 401	Koš horní/lafeta O 184 pro uložení např. odstřediv. trubiček, ampulek a reagenčních skel	80,00
161 014 896	Koš dolní U 184 pro uložení např. odstřediv. trubiček, ampulek a reagenčních skel	80,00
212 269 117 503	Koš spodní/injektor U 175 pro uložení úzkohrdlého skla	76,00
212 269 118 801	Koš vrchní O188/2 pro uložení různých nástavců	40,00
212 269 187 403	Koš spodní /lafeta U874/1 pro uložení různých nástavců a síťových misek	40,00

Váhy přesné SI-200

368,-

Laboratorní váhy přesné, interní kalibrace. Velký podsvětlený displej. Monolitický váhový systém. Rozhraní RS 232. Tisk ve shodě s ISO/GLP. Filtr pro přizpůsobení funkce vah vnějšímu prostředí. Počítání kusů, procentuální vážení, vážení zvířat/průměrování. Sčítání (paměť sčítání do 99 hodnot). Určení váhy na jednotkové ploše. Konstrukce vah umožňuje podvěsné vážení. Odchylka citlivosti v rozmezí teplot (10, 30°C) $\pm 2 \times 10^{-6}$ K. Přizpůsobení okolním podmínkám volba 1 - 4 optimálních úrovní filtru, aktualizace displeje: 0,1 - 0,4 (závisí na zvolené úrovni filtru). Vnější kalibrační závaží 2000 g (F2). Napájení přes adaptér (součástí dodávky).

Váživost: 2000 g
Citlivost: 0,01 g
Rozsah tárování: 2000 g
Opakovatelnost: $\pm 0,01$ g
Linearita: $\pm 0,02$ g
Doba reakce: 3 s
Rozměr misky vah: 180x180 mm
Rozměry (šxhxl): 230x303x91 mm

Obj. číslo: 212 040 600 134

SKLADEM

Adaptér pro váhy DENVER
Obj. číslo: 212 041 001 080

69,-

Váhy KERN 440-47 N

172,-

Laboratorní váhy. LCD displej. Funkce počítání kusů, vážení v procentech, podvěsné vážení, komunikace RS-232. Napájení přes adaptér (součástí dodávky).

Váživost: 2000 g
Citlivost: 0,1 g
Provozní teplota: +5°C až +35°C
Rozměr misky vah: 130x130 mm
Rozměry (šxhxl): 165x230x80 mm

Obj. číslo: 161 014 966

SKLADEM



Refraktometry ruční Atago

Refraktometry ruční vysoké kvality se vyznačují zejména snadným odečítáním hodnot, ergonomickým držením v ruce a patentovaným zlepšením vkládání a rozprostírání vzorku. Kryt hranolu umožňuje pokrytí hranolu vzorkem bez nutnosti zvednutí krytu chránící před denním světlem. Vkládání a odstraňování měřených vzorků je proto rychlé a snadné. Měřicí prostor se snadno čistí, proto refraktometry vyhovují zvýšeným nárokům na hygienu práce. Hodnoty se velmi dobře odečítají na stupnici s vysokým kontrastem díky vysoce kvalitní japonské optice.

Refraktometr ruční Atago Master-S10M

16.-

Refraktometr ruční je určen k měření koncentrace soli ve vodě. Rozsah měření 0 – 10 g NaCl/ 100 g.

Obj. číslo: 377 000 002 473



Refraktometr ruční Atago AL-21 alpha

36.-

Refraktometr ruční je určen k měření čistého alkoholu a alkoholu po destilaci. Automatická teplotní kompenzace, IP 65.

Rozsah měření 0 – 21 % Brix, přesnost $\pm 0,2$ %.

Obj. číslo: 377 000 000 361



Refraktometr ruční Atago Master-2T

52.-

Automatická teplotní kompenzace. Rozsah měření 28 – 62 % Brix, přesnost $\pm 0,2$ %.

Obj. číslo: 377 000 002 322



Refraktometr ruční A.KRÜSS HRN 62

16.-

Refraktometr ruční je určen k rychlým zkouškám na obsah cukru, soli a kyselin v ovocných a zeleninových šťávách, sirupech, v mléčných výrobcích, medu, rostlinných olejech. Rozsah měření 28 – 62 % Brix.

Obj. číslo: 375 002 003 162



Refraktometr přenosný digitální Atago WM 7

96.-

Refraktometr přenosný pro měření koncentrace vinného moštu, 7 typů stupnic (Brix, T.A. 1990, T.A. 1971, Oe GER, Oe, KMW (Baume). Měřicí metoda je založena na odrazu světla. Čas měření 3 s. Kalibračním standardem je voda. Teplota měření 5 – 40 °C, provozní teplota 5 – 40 °C. Napájení na 9 V baterii. Rozměr 17x9x4 cm, hmotnost 300 g.

Obj. číslo: 377 000 003 415



Refraktometr přenosný digitální Atago PET-109

116.-

Refraktometr přenosný pro měření ethylalkoholu. Rozsah měření 0 – 45 % hm/hm. Teplota měření 10 – 35 °C, provozní teplota 10 – 35 °C. Automatická kompenzace teploty, IP 64. Napájení 9 V baterie. Rozměr 17x9x4 cm, hmotnost 300 g.

Obj. číslo: 377 000 003 486



Konduktometr Atago PAL-ES3

33.-

Konduktometr je určen k měření koncentrace soli v omáčkách, kečupech, koření a polévkách. Metoda měření – metoda vodivosti. Rozsah měření 0,0 – 3,3 % koncentrace soli. Teplota měření 10 – 40 °C, provozní teplota 10 – 40 °C. Napájení 2x AAA baterie. IP 65. Rozměr 10,9x5,5x3,1 cm, hmotnost 100 g.

Obj. číslo: 377 000 004 233



ŠKOLNÍ SPEKTROFOTOMETRY ZA NEJNIŽŠÍ CENY



Spektrofotometr VIS, LI-721

240.-

Jednoduchý VIS spektrofotometr vybavený monochromátorem s holografickou mřížkou. Rozsah vlnové délky 340 – 1000 nm s vysokou přesností ± 3 nm. Možnost přímého zobrazení koncentrace. Kompatibilní s hranatými kyvetami 5/10/20/50 mm. LCD displej, rozhraní RS 232.

Obj. číslo: 690 000 000 721



Spektrofotometr VIS, LI-722

356.-

Univerzální VIS spektrofotometr vybavený monochromátorem s holografickou mřížkou se softwarem, který umožňuje přenášet a zpracovávat data v počítači. Mikroprocesorem řízený ovládací systém. Rozsah vlnové délky 325 – 1000 nm s vysokou přesností ± 2 nm. Možnost přímého zobrazení koncentrace. Kompatibilní s hranatými kyvetami 5/10/20/50/100 mm. LCD displej, rozhraní RS 232.

Obj. číslo: 690 000 000 722



pH/mV metr UB 10DB Deluxe Bio-Kit

32.-

Přístroj pro měření pH / mV / teploty, bez elektrody.

pH

Rozsah / rozlišení / přesnost: 0 – 14 / 0,01 / 0,005 pH

mV

Rozsah / rozlišení / přesnost: - 1800 až + 1800 mV / 0,1 mV / 0,2 mV nebo 0,05 %

teplota

Rozsah / rozlišení / přesnost: 0 – 100,0 / 0,1 / 0,2 °C

Obj. číslo: 690 000 000 722

Elektroforéza vertikální Scie-Plas TV100Y

528.-



Twin-plate 10 x 10 cm mini-gel jednotka - navržena speciálně pro techniky PAGE, které vyžadují samovolně odlévané gely, lze však použít i prefabrikované gely. Odlévací základna - součástí jednotky. Zarážky skleněných desek - v nově upraveném GRM - skleněné desky pevně zajištěny na měkkých silikonových těsněních v odlévací základně, pro zamezení úniku gelu. Plovoucí skleněné desky - tl. 2 mm - zaručují rovnoměrnou tloušťku gelu a rovnoměrnou migraci vzorku, zabraňují úniku vzorku během lití. Jednotlivé šrouby - na každé straně každé gelové upínací desky - působí spolu se silikonovým těsněním, aby rovnoměrně rozptýlily tlak po výšce a šířce gelu, jakmile jsou šrouby utaženy. Nízké objemy pufu - ve vnitřní komoře GRM a gelové nádrže šetří spotřebu pufu. Hřebeny a distanční prvky s barevným označením - k dostání v tloušťkách 0,75, 1, 1,5 a 2 mm

Obsah balení: dvouvrstvá mini-gelová jednotka s GRM (gel-running module) a gelovou nádrží, víko, 2x (10x10 cm, šxv) ploché skleněné desky, rozpěrky 4x1 mm, 2x zarovnávače, 2x (10x10 cm) vroubkované skleněné desky, 2x1 mm silné dvanáctimístné hřebeny plus licí vana a 2x silikonová těsnění.

Rozměry jednotky (šxhxl): 20x15x14 cm, vnitřní rozměry (šxhxl): 16,5x11x11,5 cm, rozměr gelu (šxh): 8x8,5 cm. Maximální kapacita vzorku: 2x20. Doporučené množství pufu: vnitřní vyrovnávací komora: 90 ml, gelová nádrž: 1200 ml.

Doporučené provozní parametry: napětí: 50 – 100 V, proud: 5 – 10 mA, čas: 1,5 – 2,5 h.

Obj. číslo: 211 000 010 210

Lázeň s chlazením KISS K6 Huber

Chladicí oběhový termostat s izolovanou lázní z nerezové oceli je vhodný pro temperaci objektů přímo v termostatovaných lázních a pro temperaci externích uzavřených aplikací nebo externích otevřených (s příslušenstvím regulace úrovně) aplikací. Chladicí termostat pracuje ekologicky a použitím přirozeného chladiva je šetrný ke klimatu.

Teplotní rozsah:	- 25 až + 200 °C
Topný výkon:	2,0 kW
Rozměry lázně:	140x120 mm
Hloubka lázně:	150 mm
Objem lázně:	4,5 litru
Chladicí výkon při 0°/-10°/-20°C:	0,15 / 0,1 / 0,05 kW

Lázeň s chlazením: 1 600,- EUR vč. DPH*

Kontroler KISS: 1 308,- EUR vč. DPH*

Obj. číslo: 398 007 004 398

*Lázeň a kontroler lze koupit jen společně



SKLADEM

Třepačka Single Jet Microplate Shaker

184,-

Na stole zabere místo jako mikrotitrační destička. Možnost ovládání přes PC (USB port) pomocí příloženého softwaru. Záznam veškerých provozních dat do excelového souboru. Vyměnitelné svorky pro různé typy destiček. Nástavec pro mikrozkušavky. Vestavěná protiváha pro stabilitu při provozu. Univerzální adaptér (100 - 240 VAC, 50/60 Hz).

Max. rychlost:	1500 ot/min.
Časovač:	od 1 do 180 min. + nepřetržitý chod

Obj. číslo: 320 000 000 002

SKLADEM



Třepačka Vortex Jet Mini Variable Speed

132,-

Malý vortex, který nezabere na stole moc místa. Robustní konstrukce s kovovou spodní částí a gumovými nožkami. Spuštění míchání stlačením míchacího nástavce zkumavkou. Bezúdržbový BLDC motor. Až 4500 ot./min. pro rychlé míchání.

Nastavitelná rychlost:	od 2500 do 4500 ot./min.
Amplituda míchání:	4,5 mm

Obj. číslo: 320 000 000 001

SKLADEM



Míchačka magnetická Jet

156,-

Vhodná pro míchadélka do 25 mm a až pro 800 ml H₂O. Maximálně 1500 ot./min. Pulzní mód – změna směru míchání každých 30 sekund. Vestavěná funkce pro pozvolné zrychlování. Paměť posledního nastavení. Nerezový povrch rezistentní ke korozi. Odolná proti polití – IP 65.

Nastavitelná rychlost: od 15 do 1500 ot./min. s indikátorem

Obj. číslo: 320 000 000 003

SKLADEM





Centrifuga Micro Jet Fix

128.-

Mikrocentrifuga pro každodenní použití, navržena tak aby vyhovovala vašim potřebám pro rychlé odstředění a mikrofiltraci. Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky. Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky. Elektronická brzda pro bezpečnost & možnost rychlého ovládání pouhým otevřením a zavřením víka. Robustní konstrukce víka.

Konstantní rychlost: 6000 ot./min. – 2000 x g
RCF: 2000 x g

Obj. číslo: 320 000 000 004

SKLADEM



Centrifuga Micro Jet Variable

164.-

Digitální displej, paměť posledního nastavení. Časovač od 1 do 25 min. + nepřetržitý chod. Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky. Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky. Vypínatelná detekce nevyvážení rotoru. Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem. Možnost kalibrace rychlosti uživatelem.

Nastavitelná rychlost: od 1000 do 6000 ot./min. (přesnost ± 25 ot./min.)
RCF: až 2000 x g

Obj. číslo: 320 000 000 005

SKLADEM



Centrifuga Micro Smart Jet Variable

172.-

Digitální displej, paměť posledního nastavení. Časovač od 1 do 25 minut + nepřetržitý chod. Rotor pro 8x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 8x 0,2 ml a pro 8x 0,4/0,5 ml zkumavky. Rotor pro 2 PCR stripy nebo 16x 0,2 ml zkumavky. Vypínatelná detekce nevyvážení rotoru. Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem. Možnost kalibrace rychlosti uživatelem. Bezúdržbový BLDC motor s dlouhou životností.

Nastavitelná rychlost: od 1000 do 6000 ot./min. (přesnost ± 25 ot./min.)
RCF: až 2000 x g

Obj. číslo: 320 000 000 006

SKLADEM



Centrifuga Micro High Speed Jet

728.-

Digitální displej, paměť posledního nastavení. Automatický přepočet ot./min. na g tlačítkem RPM/RCF. Časovač od 1 sekundy do 999 minut + nepřetržitý chod, tlačítko Short spin. Rotor pro 12x 1,5/2 ml zkumavky, adaptéry pro 12x 0,2 ml a 12x 0,4/0,5 ml zkumavky. Detekce nevyvážení rotoru s nastavitelnou citlivostí. Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem. Možnost ovládání přes PC (USB port) pomocí přiloženého software – až 99 programů. Záznam veškerých provozních dat do excelového souboru. Automatické zamykání a odemykání víka.

Nastavitelná rychlost: od 500 do 15000 ot./min. a
RCF: až 15596 x g (rotor M12)

Obj. číslo: 320 000 000 007

SKLADEM

Lampa germicidní PROLUX G 30W A SPH 01

64,-

Germicidní lampy se používají pro sterilizaci vzduchu a povrchů využitím účinků ultrafialového záření. Ke sterilizaci vzduchu dochází uvnitř tubusu svítidla. Kontaminovaný vzduch je nasáván ventilátorem a dalším ventilátorem vyfukován do prostoru v místnosti. Při nucené cirkulaci dochází k účinnější sterilizaci vzduchu a současně nemůže dojít k přímému ozáření osob. Umístění svítidla je možné na stěnu místnosti. Délka 815 mm.

Obj. číslo: 211 700 000 504

SKLADEM



Nádoba pro krátkodobé uchování dusíku

40,-

Nádoba pro manipulaci s kapalným dusíkem z pěnového polystyrenu, objem 4 litry. Příslušenství pro zásobníky na kapalným dusík KB, KL.

Obj. číslo: 211 010 233 009

SKLADEM



Teploměr - datalogger T-Logg 100

92,-

Datový zapisovač teploty pro libovolné použití (16.000 naměřených hodnot). Včetně kalibrace (5 bodů).

Měřicí rozsah: -30,0 až +60,0 °C (rozlišení 0,1 °C)
 Přesnost (při 25°C): ± 0,5 °C
 Senzor: integrovaný senzor NTC 10 K v přístroji

Obj. číslo: 211 100 101

116,-

Obj. číslo: 211 100 101 T-Logg 100 SET (kompletní souprava datalogeru T-Logg 100 a konvertoru USB 100), vč. SW MINISOFT

SKLADEM



Teploměr TESTO 112

136,-

Teploměr speciálně pro úřední kontrolní měření. Integrovaná autokalibrace přístroje poskytuje jistotu přesnosti před začátkem měření. Lze ověřit jako STANOVENÉ MĚŘIDLO. Přesnost měření NTC [°C] ±0,2 v rozsahu -25 až +40; ±0,3 v rozsahu +40,1 až +80; ±0,5 ve zbytku rozsahu. Přesnost měření Pt100 [°C] ±0,2 v rozsahu -50 až +200; ±0,3 ve zbytku rozsahu. Napájení 9 V-článek, 6F22 (součástí dodávky).

Měřicí rozsah NTC: -50 až +120 °C
 Měřicí rozsah Pt100: -50 až +300 °C
 Rozlišení: 0,1 °C
 Provozní teplota: -20 až +50 °C, 6F22. Nádoba pro manipulaci s kapalným dusíkem z pěnového polystyrenu, objem 4 litry. Příslušenství pro zásobníky na kapalným dusík KB, KL.

Obj. číslo: 105 601 128

SKLADEM



Spotřební materiál - sklo

SKLADEM





Obj. číslo	Popis	Cena
632 431 071 019	Baňka odměrná 10 ml, tř.A, NZ 7/16, skleněná zátka	5,50
636 813 020 236	Baňka odměrná tř. B 100 ml s NZ 14/23, PE zátka	2,80
636 823 220 204	Baňka kuželová širokohrdlá 200 ml	1,20
610 021 803 545	Baňka kuželová s uzávěrem GL 32, 1000 ml, s uzávěrem PBT do 180°C s těsněním PTFE DURAN	24,00
636 827 520 210	Lahev reagenční, 50 ml, GL 32, čirá, komplet, sklo neutrální	1,60
636 827 520 211	Lahev reagenční, 100 ml, GL 45, čirá, komplet, sklo neutrální	1,20
636 827 520 261	Lahev reagenční, 100 ml, GL 45, hnědá, komplet, Boro 3.3	3,60
610 002 180 624	Lahev reagenční, 100 ml, GL 45, hnědá, bez uzávěru DURAN	12,00
636 827 520 212	Lahev reagenční, 250 ml, GL 45, čirá, komplet, sklo neutrální	1,20
632 434 116 310	Pipeta dělená 0.2 ml, AS, úplný výtok, color code	0,80
632 434 226 314	Pipeta dělená 1 ml, B, částečný výtok, color code, 1:100	0,80
632 434 026 618	Pipeta dělená 5 ml, B, úplný výtok, color code, 1:20	0,80
632 434 026 719	Pipeta dělená 10 ml, B, úplný výtok, color code, 1:10	1,20
632 433 011 014	Pipeta nedělená, 1 ml, AS, rovné provedení, 1 ryska, color code	0,80
632 433 011 016	Pipeta nedělená, 2 ml, AS, rovné provedení, 1 ryska, color code	0,80
635 213 091 335	Vialka šroubovací, 4 ml, ND13, čirá, se štítkem, bez uzávěru	0,20
635 213 151 639	Vialka - uzávěr šroubovací ND13, PP, černý, otvor 8.5 mm, sept. butyl/PTFE	0,30
635 320 242 856	Vialka šroubovací, 20 ml, ND24 (24-400), čirá, EPA, bez uzávěru	0,40
635 224 080 592	Vialka - uzávěr šroubovací ND24, PP, bílý, uzavřený	0,10
635 220 090 784	Vialka zaklapávací, 15 ml, ND22, čirá	0,25
635 222 080 794	Vialka - uzávěr zaklapávací ND22, PE, transp., pro 15 a 25 ml	0,04
632 437 210 821	Zkumavka centrifugační 15 ml, kónické dno, VO, se stupnicí, 18x140 mm	2,50
632 422 010 160	Zkumavka s kulatým dnem RO 10 x160/ 1.0 mm SIMAX	0,10
632 423 012 107	Zkumavka s kulatým dnem RO 12 x100/ 1.0 SH	0,06
632 423 016 187x	Zkumavka s kulatým dnem RO 16 x180/ 1.0 mm SD sklo	0,10

Spotřební materiál - plast

SKLADEM

Obj. číslo	Popis	Cena
100 270 001 011	Balonek pipetovací 2 ml, šedý,	1,20
331 850 192 491	Baňka odměrná 100 ml, TPX, ryska, šroubový uzávěr	5,00
331 850 192 492	Baňka odměrná 250 ml, TPX, ryska, šroubový uzávěr	7,00
331 850 192 493	Baňka odměrná 500 ml, TPX, ryska, šroubový uzávěr	6,80
331 850 193 706	Box chladicí hranatý 260x430x380 mm, 32 l, přenosný	37,00
331 333 011 012	Destička 12 jamková , upr. povrch, 100 ks	57,00
331 333 001 012	Destička 12 jamková, neupr. povrch, 100 ks	51,00
331 333 011 048	Destička 48 jamková , upr. povrch, 100 ks	61,00
331 333 001 048	Destička 48 jamková, neupr. povrch, 100 ks	59,00
331 333 011 006	Destička 6 jamková , upr. povrch, 100 ks	55,00
331 333 001 006	Destička 6 jamková, neupr. povrch, 100 ks	48,00
331 333 011 096	Destička 96 jamková , upr. povrch, 100 ks	55,00
331 333 012 096	Destička 96 jamková U , upr. povrch, 100 ks	68,00
331 333 002 096	Destička 96 jamková U, neupr. povrch, 50 ks	60,40
331 333 001 096	Destička 96 jamková, neupr. povrch, 100 ks	47,50
331 850 900 111	Destička PCR 96 jamek, standard, 10 ks	21,00
335 100 181 512	Hadice FEP 2.0/4.0 mm, 5 m	34,00
272 315 304 205	Hadice pryžová červená 4/7 mm (0.040kg/m)	5,50
272 315 304 317	Hadice pryžová červená 5/12 mm(0.143kg/m)	5,50
272 315 304 405	Hadice pryžová červená 6/ 9 mm(0.054kg/m)	5,50
272 315 304 415	Hadice pryžová červená 6/12 mm(0.129kg/m)	6,40
272 315 521 118	Hadice pryžová oranžová 3/ 5 mm (0.017kg/m)	17,00
272 315 521 129	Hadice pryžová oranžová 4/ 6 mm (0.021kg/m)	7,00
272 315 521 178	Hadice pryžová oranžová 18/23 mm (0.206kg/m)	6,40
331 588 750 609	Hadice PVC, bezbarvá, 6/9 mm	0,35
331 588 750 912	Hadice PVC, bezbarvá, 9/12 mm	0,50
331 588 812 026	Hadice silikonová transparentní 20/26 mm	6,00
331 588 815 57	Hadice silikonová transparentní 25/31 mm	6,40
331 850 292 504	Kazeta histologická POM, 28x40x13.6 mm, modrá, 100 ks	8,00
100 000 096 393	Kbelík PE-HD uzavíratelný, graduovaný 10 l, bez víka	8,80
331 333 011 001	Klička očkovací 1 µl, PP, 20 ks	0,30
331 333 011 010	Klička očkovací 10 µl, 20 ks	0,30
331 850 291 903	Komůrka zalévací, bílá, ABS, 500 ks	16,40
331 804 091 031	Kryozkumavka, vnější závit, 2 ml, 100 ks	21,00
331 850 001 948	Kyveta spektrofotom. pro UV 1.5 ml, PMMA, 10 mm, 100 ks	4,80
333 033 050 001	Lahev 50 ml, HDPE, 27 mm, dvojité uzávěr	0,30
331 850 193 171	Lahev 50 ml, PE, 18 mm, neprůhledná, těsnící uzávěr	0,30
100 152 334 000	Lahev 100 ml, čirá, sklo bez patentního uzávěru	4,00
331 850 193 191	Lahev 125 ml, PE, 18 mm, neprůhledná, těsnící uzávěr	0,35
333 024 025 009	Lahev 250 ml, HDPE, 37 mm, jednoduchý uzávěr, 145 ks	55,00
331 850 193 231	Lahev 250 ml, PE, 23 mm, neprůhledná, těsnící uzávěr	0,50
331 850 019 411	Lahev 500 ml, PE, 34 mm, graduovaná, pojistka uzávěru	0,50
331 850 001 627	Lahev 500 ml, PP, GL 45, negraduovaná, uzávěr	0,80
331 850 015 881	Lahev 1000 ml, PE, GL 32, grad. po 100 ml, bez uzávěru	1,20
331 850 193 261	Lahev 2000 ml, PE, 33 mm, neprůhledná, těsnící uzávěr	2,00
333 027 015 004	Lahev čtyřhran. 150 ml, HDPE, 37 mm, dvojité uzávěr	0,25
333 000 060 003	Lahev čtyřhran. 250 ml, HDPE, 20 mm, jednoduchý uzávěr	0,48
331 850 292 820	Lahev čtyřhran. 500 ml, HDPE, 58 mm, dvojité uzávěr	0,48
333 028 100 006	Lahev čtyřhran. 1000 ml, HDPE, 58 mm, jednod. uzávěr, 90 ks	49,00
333 029 200 001	Lahev čtyřhran. 2000 ml, HDPE, 58 mm, dvojité uzávěr	0,60
336 111 163 371	Lahev EasYFlask pro tkáň. kultury 25 cm ² , zvednuté hrdlo, 160 ks	111,00
311 333 011 250	Lahev pro tkáňové kultury, 250 ml, 75 cm ² , upr. povrch, 5 ks	3,20
311 333 002 250	Lahev pro tkáňové kultury, 250 ml, 75 cm ² , F, neupr. povrch, 5 ks	2,80
311 333 012 250	Lahev pro tkáňové kultury, 250 ml, 75 cm ² , F, upr. povrch, 5 ks	3,60
311 333 001 250	Lahev pro tkáňové kultury, 250 ml, 75 cm ² , neupr. povrch, 5 ks	2,40
311 333 012 025	Lahev pro tkáňové kultury, 25 ml, 12,5 cm ² , F, upr. povrch, 10 ks	3,20
311 333 001 025	Lahev pro tkáňové kultury, 25 ml, 12,5 cm ² , neupr. povrch, 10 ks	2,40
311 333 011 025	Lahev pro tkáňové kultury, 25 ml, 12,5 cm ² , upr. povrch, 10 ks	2,40



Spotřební materiál - plast

SKLADEM




Obj. číslo	Popis	Cena
311 333 002 025	Lahev pro tkáňové kultury, 25 ml, 12,5 cm ² , F, neupr. povrch, 10 ks	2,80
311 333 011 050	Lahev pro tkáňové kultury, 50 ml, 25 cm ² , upr. povrch, 10 ks	2,80
311 333 002 050	Lahev pro tkáňové kultury, 50 ml, 25 cm ² , F, neupr. povrch, 10 ks	3,20
311 333 012 050	Lahev pro tkáňové kultury, 50 ml, 25 cm ² , F, upr. povrch, 10 ks	3,20
311 333 001 050	Lahev pro tkáňové kultury, 50 ml, 25 cm ² , neupr. povrch, 10 ks	2,40
311 333 011 600	Lahev pro tkáňové kultury, 600 ml, 182 cm ² , upr. povrch, 5 ks	4,80
311 333 002 600	Lahev pro tkáňové kultury, 600 ml, 182 cm ² , F, neupr. povrch, 5 ks	5,00
311 333 001 600	Lahev pro tkáňové kultury, 600 ml, 182 cm ² , neupr. povrch, 5 ks	4,40
311 333 011 850	Lahev pro tkáňové kultury, 850 ml, 300 cm ² , upr. povrch, 3 ks	6,00
311 333 002 850	Lahev pro tkáňové kultury, 850 ml, 300 cm ² , F, neupr. povrch, 3 ks	6,00
311 333 001 850	Lahev pro tkáňové kultury, 850 ml, 300 cm ² , neupr. povrch, 3 ks	5,50
311 333 012 850	Lahev pro tkáňové kultury, 850 ml, 300 cm ² , F, upr. povrch, 3 ks	6,40
454 302 600 021	Melamin tlouček 215 mm, pro misky pr. 180 mm	28,00
331 850 219 691	Míchadlo lopatkové pro oj - PTFE, pro 1l baňku	4,40
331 850 219 693	Míchadlo lopatkové pro oj - PTFE, pro 5l baňku	5,00
100 000 137 610	Míchadlo magnetické PTFE 9,5x25 mm, přímé osmihranné, s kroužkem	2,40
100 000 137 615	Míchadlo magnetické PTFE 9,5x38,1 mm, přímé osmihranné, s kroužkem	3,20
331 850 019 686	Míchadlo magnetické PTFE, tvar oválu, 16x35 mm	4,40
331 850 019 683	Míchadlo magnetické PTFE, tvar oválu, 20x10 mm	2,40
331 850 019 685	Míchadlo magnetické PTFE, tvar oválu, 30x16 mm	3,60
311 333 000 005	Mikrozkumavka 0.5 ml, PP, grad., centrifug., 1000 ks	9,60
331 850 040 921	Mikrozkumavka 0.5 ml, PP, grad., centrifug., nízká přilnavost, 500 ks	12,00
331 333 008 015	Mikrozkumavka 1.5 ml, centr. 20000 g, ŠU, 500 ks	19,00
331 850 000 297	Mikrozkumavka 1.5 ml, Eppendorf - bez víčka, 1000 ks	5,00
331 850 040 925	Mikrozkumavka 1.5 ml, PP, grad., centrifug., safety lock, 500 ks	10,00
331 854 091 112	Mikrozkumavka 1.5 ml, PP, grad., se závitem, bez uzáv., 500 ks	15,60
336 111 363 401	Mikrozkumavka cryo 1.8 ml, kulaté dno, 500 ks	140,00
331 000 366 524	Mikrozkumavka cryo 3.6 ml, Nunc, 400 ks	138,00
311 333 100 200	Mikrozkumavka pro PCR 0.2 ml, 8 strip, ploché víčko, 125 ks	27,00
311 334 000 200	Mikrozkumavka pro PCR 0.2 ml, ploché víčko, 1000 ks	20,40
331 850 409 501	Mikrozkumavka pro PCR 0.2 ml, 8 strip s víčkem, natural, 125 strip	72,00
331 850 040 959	Mikrozkumavka pro PCR 0.2 ml, PP, individual. s víčkem	0,04
331 400 000 035	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 35 mm, 10 ks	0,80
331 400 010 035	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 35 mm, upr. povrch, 10 ks	1,20
331 400 000 060	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 60 mm, 10 ks	1,20
331 400 010 060	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 60 mm, upr. povrch, 10 ks	1,20
331 400 000 090	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 90 mm, 10 ks	1,60
331 400 010 090	Miska Petri pro tkáňové kultury pr. 90 mm, upr. povrch, 10 ks	1,60
331 850 232 809	Nádoba na kontam. odpad 1l, 107x90x190, PP	2,00
331 850 232 808	Nádoba na kontam. odpad 2l, 195x120x170, PP	2,40
333 034 025 004	Nádoba na vzorky, zaklapávací víčko, 25 ml, PP, Ø 28 mm, v. 58 mm, 1000 ks	48,00
100 011 050 033	Nádoba širokohrdlá 34 l, HDPE (sud)	36,40
331 850 019 914	Nádobka 90 ml, PE, Ø 55 mm, v. 63 mm, šroub. uz.	2,00
331 851 195 623	Nádobka odběrná 30 ml, PS se lžičkou, uzávěr PE, 25x92 mm, 400 ks	63,00
333 039 030 021	Nádobka se šroub. uz. 40 ml, PP, modrá, uz. modrý, bílá etiketa, 100 ks	6,80
333 000 035 021	Nádobka se šroub. uz. 60 ml, PP, modrá, uz. modrý, bílá etiketa, 70 ks	5,00
333 000 129 002	Nádobka se šroub. uz. 60 ml, PP, uz. zelený, 70 ks	4,80
333 055 051 001	Nádobka se šroub. uz. 100 ml, PS, 330 ks	49,00
333 000 052 021	Nádobka se šroub. uz. 125 ml, PP, modrá, uz. modrý, bílá etiketa, 380 ks	62,00
337 002 953 320	Nálevka s filtrem 500 ml, PS+PES, 75mm/0.2 µm, hrdlo 33 mm, 12 ks	94,00
331 009 404 180	Nástavec finntip stepper 1.25 ml / 25-125 µl, 100 ks	60,40
331 009 907 503	Nástavec pipetovací Pipetus akku - nabíjecí stojan	42,40


Spotřební materiál - plast

SKLADEM

Obj. číslo	Popis	Cena
331 850 191 423	Odměrka kónická TPX 250 ml, grad., v. 160 mm, autoklávatelná	3,60
331 000 040 816	Odměrka PP s uchem, 5000 ml, grad., vysoká, modrá graduace	10,40
100 000 044 291	Odměrka SAN s uchem, 2000 ml, grad., vysoká, čirá, (-18°C +60°C)	5,00
331 500 075 501	Pipeta dělená 1 ml, PP, tř. B	5,00
331 400 100 600	Pipeta La'sany Exclusive Range 20-200 µl	16,000
331 850 221 990	Pipeta nedělená, PP, 1ml, tř. B	5,50
331 333 101 010	Pipeta Pasteur PE 1.0 ml/150 mm	0,02
331 333 000 010	Pipeta Pasteur PE 1.0 ml/150 mm, 100ks	1,60
331 333 101 030	Pipeta Pasteur PE 3.0 ml/155 mm, grad., bal. jednotlivě	0,02
331 333 000 030	Pipeta Pasteur PE 3.0 ml/155 mm, graduovaná, 100 ks	1,60
331 333 012 001	Pipeta serologická 1 ml, PS, 25 ks	1,60
331 333 010 001	Pipeta serologická 1 ml, PS, bal. jednotlivě, 500 ks	27,60
331 850 900 030	Pipeta serologická 1 ml, PS, balená á 1ks	0,05
331 850 900 032	Pipeta serologická 2 ml, PS, balená á 1ks	0,06
331 851 900 034	Pipeta serologická 5 ml, po 1 ks, zakončení A, 250 ks	36,80
331 333 010 005	Pipeta serologická 5 ml, PS, bal. jednotlivě, 200 ks	14,80
331 851 900 036	Pipeta serologická 10 ml, po 1ks, zakončení A, 200 ks	29,00
331 333 010 025	Pipeta serologická 25 ml, PS, bal. jednotlivě, 150 ks	24,80
161 100 461	P-touch labels TZ 461, červená 36 mm	18,40
331 850 402 001	Rukavice nitril, nezapařované, vel. S, 100 ks	4,80
100 104 217 902	Rukavice nitril, nezapařované, vel. XS, Vasco, 100 ks	4,80
331 850 160 230	Sáček se zip. uzávěrem, dvojitý zelený 160x165 mm, PE, 1000 ks	36,40
332 003 038 930	Silonda lipid, krém na ruce, červená etiketa, 500 ml	5,00
331 850 019 515	Spojka PP přímá, kužel. k trubici 14-15-16 mm	0,48
331 850 191 411	Spojka PP ve tvaru '+', k trubici 6 mm	0,48
331 850 191 413	Spojka PP ve tvaru '+', k trubici 10 mm	0,60
331 850 191 256	Spojka PP ve tvaru L, k trubici 16 mm	0,30
331 850 019 528	Spojka PP ve tvaru Y roztažené, kuželová, k trubici 6- 7- 8 mm	0,45
331 850 019 529	Spojka PP ve tvaru Y roztažené, kuželová, k trubici 8- 9-10 mm	0,55
331 850 019 530	Spojka PP ve tvaru Y roztažené, kuželová, k trubici 10-11-12 mm	0,50
331 508 710 417	Spojka PVDF univerzální obloučková 4-17 mm, odolná do +160 °C max.	1,80
331 850 019 535	Spojka rozpojitelná PE, pro trubici 10-11-12 mm	0,45
331 400 200 200	Stojan na pipety automat. La'sany univerzální LMS-I, 3 pozice	12,40
331 850 990 357	Stojan na zkumavky 17/50, nerez, 50x220x110 mm	14,00
331 850 019 889	Stojan na zkumavky 28/12, PMMA (Plexiglas)	14,00
331 850 000 281	Stojan na zkumavky centrif. 30/2x4 místa, drátěný	20,40
331 850 000 282	Stojan na zkumavky centrif. 30/4x4 místa, drátěný	22,40
101 900 076 030	Stříkačka Hamilton 750 RN, 500 µl, bez jehly	48,40
330 009 490 201	Špičky bezbarvé 0.2-10 µl, HIRSCHMANN, 10x 96 ks bez krabičky	42,80
331 850 301 010	Špičky bezbarvé 0.5-10 µl, typ Eppendorf, Cristall, v krab. 96 ks	3,60
331 850 199 646	Špičky bezbarvé 0.5-10 µl, typ Gilson, micro, v krab. 96 ks	3,60
331 850 200 026	Špičky bezbarvé 1.0-200 µl, prodloužené na 91 mm, 1000 ks	21,20
331 851 200 079	Špičky bezbarvé 1.0-200 µl, prodloužená špička, 96 ks	8,00
331 850 200 015	Špičky bezbarvé 2.0-10 ml, PP, typ Gilson, 200 ks	42,00
331 850 200 017	Špičky bezbarvé 5-200 µl, PP, typ MLA, 1000 ks	3,60
331 851 200 019	Špičky bezbarvé 5-200 µl, PP, typ Oxford, 1000 ks DELTALAB	4,000
331 850 019 935	Špičky bezbarvé 10-300 µl, PP, typ Eppendorf, univerzální, 1000 ks	6,00
331 850 199 647	Špičky bezbarvé 10-300 µl, PP, typ Eppendorf, univerzální, v krab. 96 ks	3,20
330 030 069 390	Špičky Combitips Plus Biopur EPPENDORF 25.0 ml, 100 ks	112,80
331 009 401 111	Špičky Finntip 1000, 100-1000 µl, 1x 96 ks v krabičce	5,00
330 009 400 133	Špičky Finntip 200, 5-200 µl, prodloužené, 10x96	119,00
331 009 402 070	Špičky Finntip 5ml, 0.5-5 ml, 1x 54 ks v krabičce	8,80



Spotřební materiál - plast



Obj. číslo	Popis	Cena
331 852 000 801	Špičky modré 100-1000 µl, PP, typ Gilson, (Eppend., Biohit), 1000 ks	5,50
331 850 199 614	Špičky modré 100-1000 µl, PP, typ Universal, univerzální, v PC/PP krab. 96 ks	2,00
331 850 199 639	Špičky s filtrem, 2-20 µl, bezbarvé, typ Eppendorf, krab. 96 ks	1,20
311 333 111 010	Špičky universal 0.1-10 µl, filtr, 96 ks	2,40
311 333 000 110	Špičky universal 0.1-10 µl, 1000ks	3,60
311 333 111 000	Špičky universal 100-1000 µl, filtr, 96 ks	2,80
311 333 111 100	Špičky universal 10-100 µl, filtr, , 96 ks	2,40
311 333 110 020	Špičky universal 20 µl, filtr, 96 ks	2,40
311 333 111 020	Špičky universal 20 µl, filtr, 96 ks	2,40
331 850 200 076	Špičky žluté 2-200 µl, 1000 ks	3,20
331 850 199 604	Špičky žluté 2-200 µl, PP, typ Universal, univerzální, v PC/PP krab. 96 ks	1,60
331 850 300 230	Tampóny dřevo/bavlna, (10x 100 ks) 1000 ks	12,00
331 854 091 120	Uzávěr na mikrozkuhavky, PP, natural, se závitem, 500 ks	26,80
100 066 745	Uzávěr patentní	1,60
331 850 016 250	Uzávěr šroubovací GL 45, PP	0,20
354 732 250 023	Uzávěr šroubový k lék., GL 32 mm, s vložkou PVC, bílý, 100 ks	3,40
354 725 250 123	Uzávěr šroubový k lék. 500 ml, GL 25 mm, s vložkou PVC, bílý, 100 ks	2,40
331 668 100 791	Uzávěr šroubový k lékovce DIN 18, Z-E 791,100 ks	3,40
331 851 911 121	Váženka 30 ml, PS, 55x85x13.5 mm, 1.00 g, typ B, černá, 500 ks	25,00
331 850 900 305	Víčko plato k PCR destičce k opak. použití, 5 ks	59,60
331 850 192 922	Vložka do kazety histolog., 30x25 mm, modrá, 500 ks	5,00
100 134 012 115	Zábrus kulový - plášť 13/5 Duran	3,60
331 850 990 221	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 11 a 7 mm, 213x114x26, růžový	9,00
331 850 000 050	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 12.5 mm (1.5 - 2 ml) / 50 míst, PS, s víkem, stohovatelný, 10 ks	38,80
331 850 009 950	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 12.5 mm / 81 míst, PP, 130x130x53 mm, bílý	4,40
331 850 000 513	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 12 mm / 100 míst, PP, zamrazovací, 140x153x53 mm, žlutý	4,00
331 850 000 502	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 12 mm / 50 míst, PP, zamrazovací, 71x153x53 mm, růžový	3,60
331 850 990 216	Zásobník na mikrozkuhavky Ø 12 mm / 81 míst, PP, 128x128x45, bílá	4,80
331 850 119 278	Zásobník na podl. skla, ABS, 100 míst, modrý+modré víko, 50 ks	203,00
331 850 000 521	Zásobník na zkumavky univerzální 4-poziční, PP, 172x50x90mm, modrý	6,40
331 850 990 520	Zásobník na zkumavky univerzální 4-poziční, PP, 172x50x90 mm, natural	5,00
331 850 000 570	Zásobník PCR isofreeze s víkem pro 0°C/5 hod., bílý	104,50
331 850 000 571	Zásobník PCR isofreeze s víkem pro -10 až -20°C/3 hod., modrý	67,60
331 850 000 585	Zásobník PCR na 96 mikrozkuhavek 0,2 ml, stohovatelný, modrý	5,00
331 850 990 540	Zásobník PCR/stojan na zkumavky 0.2-2.0 ml + zásobník na 96 mikrozkuhavek, zelený	21,20
273 127 012 280	Zátka gumová 3250/107x94x65 (kg) (1ks=0.83kg)	2,80
331 850 003 835	Zátka gumová 60x43/60, 1x otvor 6 mm, 5 ks	13,60
331 850 688 309	Zátka ke zkumavce Ø 11-13 mm, PE, 1000 ks ŽLUTÝ	6,400
273 128 262 324	Zátka korková DEMIŽON, 24 mm x Ø 26/23 mm, 1000 ks	127,00
331 597 643 529	Zátka silikonová 29x35/30 mm	0,80
331 333 021 150	Zkumavka centrifugační 15 ml, PP, grad., ŠU, s kón. dnem, stojan, 2x25 ks	4,00
331 500 114 817	Zkumavka centrifugační 15 ml, PP, grad. do 13 ml, ŠU, s kón. dnem, 750 ks	198,00

Spotřební materiál – plast, filtrace

SKLADEM

Obj. číslo	Popis	Cena
331 333 000 500	Zkumavka centrifugační 50 ml, PP, grad., ŠU, s kón. dnem, 500 ks	34,80
331 333 021 500	Zkumavka centrifugační 50 ml, PP, grad., ŠU, s kón. dnem, stojan, 25 ks	2,40
331 850 560 307	Zkumavka centrifugační 70 ml, PP, 35x100 mm, kul. dno, 20 ks	13,20
331 333 212 150	Zkumavka centrifugační Easy Flip 15 ml, PP, grad., s kón. dnem, 25 ks	3,60
331 333 211 150	Zkumavka centrifugační Easy Flip 15 ml, PP, grad., s kón. dnem, 25 ks	2,00
331 333 211 500	Zkumavka centrifugační Easy Flip 50 ml, PP, grad., s kón. dnem, 25 ks	2,80
331 333 212 500	Zkumavka centrifugační Easy Flip 50 ml, PP, grad., s kón. dnem, DN, RNase free, 25 ks	4,80
331 850 401 700	Zkumavka PP, 7 ml, 13x100 mm, 1000 ks	20,40
333 000 005 003	Zkumavka PP, 7 ml, grad., bez uzávěru, rovné dno, 2000 ks	57,00
333 003 411 010	Zkumavka PP, 10ml, 16x97 mm, kul. dno, sokl, šr. uzávěr, 250 ks	23,60
333 079 004 020	Zkumavka PS, 2ml, 10.9x42.5 mm, 1500 ks	11,20
333 000 009 008	Zkumavka PS, 3ml, 10.8x70 mm, zátka rovná, 600 ks	23,20
331 000 050 006	Zkumavka PS, 5ml, 9/11x 80 mm, zátka, 50 ks	3,20
331 850 300 907	Zkumavka PS, 11ml, 16x100 mm, kul. dno, zátka, 500 ks	24,00
331 850 084 000	Zkumavka s kón. dnem, 15 ml, PP, lis. grad., 17x120 mm, šr. uzáv., 150 ks	14,00
331 850 084 013	Zkumavka s kón. dnem, 50 ml, PP, černá grad., ŠU, jednotlivě baleno	0,20
333 000 045 011	Zkumavka s kón. dnem, 50 ml, PP, sokl, černá. grad., Ø 29 mm, ŠU, popis. pl., 25 ks	2,80
310 000 425 030	Filtr stříkačkový PTFE (bílý), 0.45µm, pr. 30 mm, bal. 50 ks	18,80
310 000 223 030	Filtr stříkačkový PVDF (modrý), 0.22µm, pr. 30 mm, bal. 50 ks	18,80
310 000 225 025	Filtr stříkačkový PTFE (bílý), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 222 025	Filtr stříkačkový NYLON (růžový), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 226 013	Filtr stříkačkový CA (červený), 0.22µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 426 013	Filtr stříkačkový CA (červený), 0.45µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 222 013	Filtr stříkačkový NYLON (růžový), 0.22µm, pr. 13 mm, bal. 100ks	18,40
310 000 221 013	Filtr stříkačkový MCE (žlutý), 0.22µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 226 025	Filtr stříkačkový CA (červený), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 123 013	Filtr stříkačkový PVDF (modrý), 0.1µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 224 025	Filtr stříkačkový PES (zelený), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 224 013	Filtr stříkačkový PES (zelený), 0.22µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 424 013	Filtr stříkačkový PES (zelený), 0.45µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 423 013	Filtr stříkačkový PVDF (modrý), 0.45µm, pr. 13 mm, bal. 100 ks	18,40
310 000 221 025	Filtr stříkačkový MCE (žlutý), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50ks	16,80
310 000 225 030	Filtr stříkačkový PTFE (bílý), 0.22µm, pr. 30 mm, bal. 50ks	18,80
310 000 424 025	Filtr stříkačkový PES (zelený), 0.45µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 205 025	Filtr stříkačkový PTFE (bílý), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 45 ks	16,80
310 000 426 025	Filtr stříkačkový CA (červený), 0.45µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 225 025	Filtr stříkačkový PTFE (bílý), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 404 025	Filtr stříkačkový PES (zelený), 0.45µm, pr. 25 mm, bal. 45 ks	16,80
310 000 222 025	Filtr stříkačkový NYLON (růžový), 0.22µm, pr. 25mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 204 250	Zařízení filtrační, PES membrána, 0,22 µm , 250 ml/250 ml, bal. 12 ks	34,00
310 000 222 025	Filtr stříkačkový NYLON (růžový), 0.22µm, pr. 25 mm, bal. 50 ks	16,80
310 000 000 150	Lahev zásobní PS, 150 ml, k filtr. zařízení JetBiofil, bal. 24 ks	28,00
310 000 000 500	Lahev zásobní PS, 500 ml, k filtr. zařízení JetBiofil, bal. 24 ks	34,80
310 000 000 250	Lahev zásobní PS, 250 ml, k filtr. zařízení JetBiofil, bal. 24 ks	31,60
310 000 214 150	Nástavec filtrační PS+PES membrána, 150 ml, 0,22 µm, Ø 50 mm, bal. 24 ks	44,40
310 000 214 500	Nástavec filtrační PS+PES membrána, 500 ml, 0,22 µm, Ø 75 mm, bal. 24 ks	63,60
221 230 200 126	Vata buničitá přířezy 15x15 cm, 2 kg	4,80
310 000 204 500	Zařízení filtrační, PES membrána, 0,22µm, 500 ml/500 ml, bal. 12 ks	42,00





Skříň bezpečnostní na hořlaviny

2 037,-

Skříň bezpečnostní dvoudveřová, typ 90 – dveře otevíratelné v úhlu 90°, opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. 4 police, záchytná vana, perforovaný plech. Rozměr 1196 x 616 x 1968 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: Z0105 111 111 404

Skříňka bezpečnostní na hořlaviny

1 276,-

Skříňka bezpečnostní nízká, typ 90 je určena ke skladování hořlavin pod pracovní deskou digestoří nebo laboratorních stolů, s výjezdnou vanou, jedním výjezdem. Rozměr 1102 x 574 x 600 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: ZD000 631 130 001



SKLADEM



Skříň na hořlaviny

915,-

Jednotěnná plechová skříň se zabudovaným bezpečnostním boxem pro oddělené skladování hořlavin s požární odolností 30 minut. Skříň je vybavena dvěma vanovými policemi, spodní záchytnou vanou a stavěcími nožkami. Dvoudveřová skříň je opatřena cylindrickým zámkem. Rozměr 950 x 500 x 1950 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: Z0105 410 220 304

Skříňka na chemikálie

491,-

Skříňka nízká kovová na chemikálie bez ventilátoru, dvoudveřová, s jednou policí. Rozměr 900 x 520 x 720 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: Z0105 410 210 302



SKLADEM



Skříň na chemikálie

1 557,-

Skříň vysoká kovová na chemikálie s ventilátorem, dvoudveřová se zámkem, čtyřmi policemi, opatřena výfukovým komínkem sloužícím k napojení na odtaž. Rozměr 900 x 520 x 1920 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: Z0105 410 210 201

SKLADEM

Skříňka na louhy a kyseliny

2 177,-

Skříňka vyrobená z kyselinovzdorného polypropylenu s ventilátorem, dvoudveřová. Vhodná pro zabudování pod digestoř nebo pod pracovní desku. Rozměr 1200 x 520 x 720 mm (šxhxlxv).

Obj. číslo: ZD000 632 120 001

