



Stěna pro rozvod médií G - sloupová varianta (umístění médií na bočních sloupech)



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 300, 350 mm
výška stěny	1620 mm
pro výšku pracovní desky	900 mm
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1620 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 300 mm (pro výšku 1620 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1620 mm, pro oboustranné provedení) - 1x police hl. 126 mm + 1x police hl. 350 mm (pro výšku 1620 mm, pro oboustranné provedení)
možnost umístění vaničky	u bočních sloupků (L, P, L+P)
umístění médií	na bočních sloupech
provedení	jednostranná, oboustranná

i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.

Stěna pro rozvod médií typ G - sloupová varianta (umístění médií na bočních sloupech)




ZÁKLADNÍ PARAMETRY

šířka stěny	900, 1200, 1500, 1800 mm
hloubka stěny	150 mm
hloubka stěny s policí	150, 200, 350 mm
výška stěny	1320 mm
pro výšku pracovní desky	900 mm
materiál polic	laminát vysokotlaký (HPL)
provedení polic	- 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1320 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 200 mm (pro výšku 1320 mm, pro jednostranné provedení) - 1x police hl. 150 mm (pro výšku 1320 mm, pro oboustranné provedení) - 1x police hl. 350 mm (pro výšku 1320 mm, pro oboustranné provedení)
možnost umístění vaničky	u bočních sloupků (L, P, L+P)
umístění médií	na bočních sloupech
provedení	jednostranná, oboustranná


i Stěny všech uvedených parametrů Vám nabídneme dle potřeby.

**Stěny pro rozvod médií G - sloupová (kompatibilní s digestořemi modelové řady MERCI® G)****Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky)**


OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJB1 090 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1620	16 720,00
2SGS ZJB1 120 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1620	17 120,00
2SGS ZJB1 150 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1620	18 170,00
2SGS ZJB1 180 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1620	19 080,00
2SGS ZJB1 090 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	900 x 300 x 1620	17 540,00
2SGS ZJB1 120 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1200 x 300 x 1620	17 790,00
2SGS ZJB1 150 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1500 x 300 x 1620	18 780,00
2SGS ZJB1 180 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1800 x 300 x 1620	19 960,00

**Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, s odpadní vaničkou vpravo)**


OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJP1 090 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1620	16 970,00
2SGS ZJP1 120 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1620	17 300,00
2SGS ZJP1 150 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1620	18 640,00
2SGS ZJP1 180 01M	se 2 policemi, hl. 126+150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1620	19 270,00
2SGS ZJP1 090 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	900 x 300 x 1620	17 780,00
2SGS ZJP1 120 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1200 x 300 x 1620	17 970,00
2SGS ZJP1 150 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1500 x 300 x 1620	19 250,00
2SGS ZJP1 180 02M	se 2 policemi, hl. 126+300 mm (výplň police HPL)	1800 x 300 x 1620	20 160,00

**Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky)**


OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZOB1 090 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	900 x 350 x 1620	20 210,00
2SGS ZOB1 120 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1620	20 330,00
2SGS ZOB1 150 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1620	21 280,00
2SGS ZOB1 180 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1620	22 470,00

**Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, se dvěmi odpadními vaničkami)**

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS Z001 120 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1620	21 010,00
2SGS Z001 150 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1620	22 510,00
2SGS Z001 180 03M	se 2 policemi, hl. 126+350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1620	23 130,00

**Stěny kovové G - sloupová (jednostranná, stojící na podlaze, bez odpadní vaničky) - nízká**

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS ZJB1 090 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	900 x 150 x 1320	14 790,00
2SGS ZJB1 120 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1200 x 150 x 1320	15 150,00
2SGS ZJB1 150 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1500 x 150 x 1320	16 150,00
2SGS ZJB1 180 03M	s 1 policí, hl. 150 mm (výplň police HPL)	1800 x 150 x 1320	17 020,00

**Stěny kovové G - sloupová (oboustranná, stojící na podlaze, se dvěmi odpadními vaničkami) - nízká**

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA
2SGS Z001 120 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1200 x 350 x 1320	18 130,00
2SGS Z001 150 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1500 x 350 x 1320	19 340,00
2SGS Z001 180 06M	s 1 policí, hl. 350 mm (výplň police HPL)	1800 x 350 x 1320	20 200,00

