







## STOLY SPECIÁLNÍ

### Stůl váhový STV

Je speciálně zkonstruován pro tlumení vibrací a zajištění stabilní polohy pro citlivé analytické a přesné váhy. Nezávisle uložená leštěná žulová deska na pryžových lůžkách umožňuje přesné vážení bez rušivého vlivu otřesů a chvění budovy, podlahy a podobně.


Plošné i bodové zatížení pracovních desek má své limity. Konkrétní hodnoty požadovaného zatížení je nutné konzultovat!

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
	<b>2M20 0410 00 0001</b>	E-STV 900	neoplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (300 x 400 x 60)	900 x 600 x 750 <b>11 450,00</b>
	<b>2M00 0410 000 001</b>	M-STV 900	oplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	900 x 600 x 750 <b>12 960,00</b>
	<b>2M00 0410 000 004</b>	M-STV 900	oplaštěný, pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	900 x 600 x 900 <b>13 340,00</b>
	<b>2M00 0410 000 002</b>	M-STV 1200	oplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	1200 x 600 x 750 <b>13 390,00</b>
	<b>2M00 0410 000 005</b>	M-STV 1200	oplaštěný, pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	1200 x 600 x 900 <b>13 770,00</b>
	<b>2M00 0410 000 003</b>	M-STV 1500	oplaštěný, pro práci v sedě, 2x žulová deska (450 x 500 x 50)	1500 x 600 x 750 <b>16 540,00</b>
	<b>2M00 0410 000 006</b>	M-STV 1500	oplaštěný, pro práci ve stoje, 2x žulová deska (450 x 500 x 50)	1500 x 600 x 900 <b>16 920,00</b>

### Stoly pro specializované účely

- zakázková výroba
- speciální odpružené stoly
- stoly na citlivé přístroje
- stoly prosvětlovací
- stoly pro vysoké zatížení
- stoly pro specifické požadavky



 **Kontaktujte naše obchodní oddělení!**