



1.1.3 NÁBYTEK ÚLOŽNÝ

Je dalším důležitým vybavením laboratoře. Při jeho plánování je nutné vybírat jednotlivé typy dle použití.

- 1 str. 1 » 68 Skříně úložné
- 2 str. 1 » 70 Skříně šatní
- 3 str. 1 » 71 Nadstavby
- 4 str. 1 » 72 Skříně nástěnné

Nábytek je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevoláknitá deska. Dveře a čela zásuvek s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5 mm). Nábytek je vybaven stavitelnými policemi - počet dle typu.

Dveře na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování - otevíratelnost do 110°.

Otvírání dveří (znak na konci typu úložného nábytku z lamina):

L - levá (panty na levé straně korpusu)

P - pravá (panty na pravé straně korpusu)


Pojezdy pro zásuvky - kovové samozavírací s dlouhou životností s aretací proti úplnému vysunutí.

Standardní provedení skříní na plastových nohách nebo překližkovém soklu (obě varianty umožňují výškovou stavitelnost noh pro vyrovnání nerovnosti podlahy).

Úchytky jsou ve standardu s povrchovou úpravou alu elox, tvar U, rozteč 128 mm.

Dveře i zásuvky vybaveny tlumičem dorazu - snížení hlučnosti, prodloužení životnosti.


Nábytek je ve standardu bez zámků. Na přání zákazníka je možnost osadit zámkem dveře nebo horní zásuvku.






1 SKŘÍNĚ ÚLOŽNÉ


Slouží jako úložný prostor.




OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS		ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
2M10 051L 111 001	N-SKL 1-450L	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	450 x 450 x 1960	8 690,00
2M10 051P 111 001	N-SKL 1-450P	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	450 x 450 x 1960	8 690,00
2M10 051L 211 002	N-SKL 1-600L	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	600 x 450 x 1960	9 250,00
2M10 051P 211 002	N-SKL 1-600P	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	600 x 450 x 1960	9 250,00
2M10 051L 121 001	N-SKL 1-450L	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	450 x 600 x 1960	9 120,00
2M10 051P 121 001	N-SKL 1-450P	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	450 x 600 x 1960	9 120,00
2M10 051L 221 001	N-SKL 1-600L	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	600 x 600 x 1960	9 750,00
2M10 051P 221 001	N-SKL 1-600P	1 prosklené + 1 plné dveře	nohy	600 x 600 x 1960	9 750,00




2M10 051L 111 005	N-SKL 1-450L	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	450 x 450 x 1960	9 960,00
2M10 051P 111 005	N-SKL 1-450P	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	450 x 450 x 1960	9 960,00
2M10 051L 211 005	N-SKL 1-600L	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	600 x 450 x 1960	10 630,00
2M10 051P 211 005	N-SKL 1-600P	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	600 x 450 x 1960	10 630,00
2M10 051L 121 005	N-SKL 1-450L	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	450 x 600 x 1960	10 500,00
2M10 051P 121 005	N-SKL 1-450P	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	450 x 600 x 1960	10 500,00
2M10 051L 221 005	N-SKL 1-600L	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	600 x 600 x 1960	11 240,00
2M10 051P 221 005	N-SKL 1-600P	1 prosklené + 1 plné dveře	sokl	600 x 600 x 1960	11 240,00



2M10 0510 111 001	N-SKL 1-900	2 prosklené + 2 plné dveře	nohy	900 x 450 x 1960	12 580,00
2M10 0510 121 001	N-SKL 1-900	2 prosklené + 2 plné dveře	nohy	900 x 600 x 1960	13 200,00




2M10 0510 111 005	N-SKL 1-900	2 prosklené + 2 plné dveře	sokl	900 x 450 x 1960	14 290,00
2M10 0510 121 005	N-SKL 1-900	2 prosklené + 2 plné dveře	sokl	900 x 600 x 1960	15 010,00




2M10 052L 111 001	N-SKL 2-450L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	450 x 450 x 1960	16 970,00
2M10 052P 111 001	N-SKL 2-450P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	450 x 450 x 1960	16 970,00
2M10 052L 211 001	N-SKL 2-600L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	600 x 450 x 1960	17 650,00
2M10 052P 211 001	N-SKL 2-600P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	600 x 450 x 1960	17 650,00
2M10 052L 121 001	N-SKL 2-450L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	450 x 600 x 1960	16 390,00
2M10 052P 121 001	N-SKL 2-450P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	450 x 600 x 1960	16 390,00
2M10 052L 221 001	N-SKL 2-600L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	600 x 600 x 1960	17 140,00
2M10 052P 221 001	N-SKL 2-600P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	600 x 600 x 1960	17 140,00



2M10 052L 111 005	N-SKL 2-450L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	450 x 450 x 1960	18 240,00
2M10 052P 111 005	N-SKL 2-450P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	450 x 450 x 1960	18 240,00
2M10 052L 211 005	N-SKL 2-600L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	600 x 450 x 1960	19 030,00
2M10 052P 211 005	N-SKL 2-600P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	600 x 450 x 1960	19 030,00
2M10 052L 121 005	N-SKL 2-450L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	450 x 600 x 1960	17 770,00
2M10 052P 121 005	N-SKL 2-450P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	450 x 600 x 1960	17 770,00
2M10 052L 221 005	N-SKL 2-600L	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	600 x 600 x 1960	18 630,00
2M10 052P 221 005	N-SKL 2-600P	1 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	600 x 600 x 1960	18 630,00








2M10 0520 311 001	N-SKL 2-900	2 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	900 x 450 x 1960	20 870,00
2M10 0520 321 001	N-SKL 2-900	2 prosklené dveře + 4 zásuvky	nohy	900 x 600 x 1960	20 510,00



2M10 0520 311 005	N-SKL 2-900	2 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	900 x 450 x 1960	22 580,00
2M10 0520 321 005	N-SKL 2-900	2 prosklené dveře + 4 zásuvky	sokl	900 x 600 x 1960	22 330,00



OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS		ROZMĚR (šxhxl) [mm]	CENA
2M10 051L 111 011	N-SKP 1-450L	1 plně dveře	nohy	450 x 450 x 1960	6 840,00
2M10 051P 111 011	N-SKP 1-450P	1 plně dveře	nohy	450 x 450 x 1960	6 840,00
2M10 051L 211 011	N-SKP 1-600L	1 plně dveře	nohy	600 x 450 x 1960	7 290,00
2M10 051P 211 011	N-SKP 1-600P	1 plně dveře	nohy	600 x 450 x 1960	7 290,00
2M10 051L 121 011	N-SKP 1-450L	1 plně dveře	nohy	450 x 600 x 1960	7 280,00
2M10 051P 121 011	N-SKP 1-450P	1 plně dveře	nohy	450 x 600 x 1960	7 280,00
2M10 051L 221 011	N-SKP 1-600L	1 plně dveře	nohy	600 x 600 x 1960	7 780,00
2M10 051P 221 011	N-SKP 1-600P	1 plně dveře	nohy	600 x 600 x 1960	7 780,00
2M10 051L 111 013	N-SKP 1-450L	1 plně dveře	sokl	450 x 450 x 1960	8 120,00
2M10 051P 111 013	N-SKP 1-450P	1 plně dveře	sokl	450 x 450 x 1960	8 120,00
2M10 051L 211 013	N-SKP 1-600L	1 plně dveře	sokl	600 x 450 x 1960	8 670,00
2M10 051P 211 013	N-SKP 1-600P	1 plně dveře	sokl	600 x 450 x 1960	8 670,00
2M10 051L 121 013	N-SKP 1-450L	1 plně dveře	sokl	450 x 600 x 1960	8 660,00
2M10 051P 121 013	N-SKP 1-450P	1 plně dveře	sokl	450 x 600 x 1960	8 660,00
2M10 051L 221 013	N-SKP 1-600L	1 plně dveře	sokl	600 x 600 x 1960	9 270,00
2M10 051P 221 013	N-SKP 1-600P	1 plně dveře	sokl	600 x 600 x 1960	9 270,00
2M10 0510 111 011	N-SKP 1-900	2 plně dveře	nohy	900 x 450 x 1960	9 310,00
2M10 0510 121 011	N-SKP 1-900	2 plně dveře	nohy	900 x 600 x 1960	9 930,00
2M10 0510 111 013	N-SKP 1-900	2 plně dveře	sokl	900 x 450 x 1960	11 020,00
2M10 0510 121 013	N-SKP 1-900	2 plně dveře	sokl	900 x 600 x 1960	11 740,00
2M10 051L 111 021	N-SKP 2-450L	2 plně dveře	nohy	450 x 450 x 1960	7 350,00
2M10 051P 111 021	N-SKP 2-450P	2 plně dveře	nohy	450 x 450 x 1960	7 350,00
2M10 051L 211 021	N-SKP 2-600L	2 plně dveře	nohy	600 x 450 x 1960	7 800,00
2M10 051P 211 021	N-SKP 2-600P	2 plně dveře	nohy	600 x 450 x 1960	7 800,00
2M10 051L 121 021	N-SKP 2-450L	2 plně dveře	nohy	450 x 600 x 1960	7 780,00
2M10 051P 121 021	N-SKP 2-450P	2 plně dveře	nohy	450 x 600 x 1960	7 780,00
2M10 051L 221 021	N-SKP 2-600L	2 plně dveře	nohy	600 x 600 x 1960	8 290,00
2M10 051P 221 021	N-SKP 2-600P	2 plně dveře	nohy	600 x 600 x 1960	8 290,00
2M10 051L 111 025	N-SKP 2-450L	2 plně dveře	sokl	450 x 450 x 1960	8 620,00
2M10 051P 111 025	N-SKP 2-450P	2 plně dveře	sokl	450 x 450 x 1960	8 620,00
2M10 051L 211 025	N-SKP 2-600L	2 plně dveře	sokl	600 x 450 x 1960	9 180,00
2M10 051P 211 025	N-SKP 2-600P	2 plně dveře	sokl	600 x 450 x 1960	9 180,00
2M10 051L 121 025	N-SKP 2-450L	2 plně dveře	sokl	450 x 600 x 1960	9 160,00
2M10 051P 121 025	N-SKP 2-450P	2 plně dveře	sokl	450 x 600 x 1960	9 160,00
2M10 051L 221 025	N-SKP 2-600L	2 plně dveře	sokl	600 x 600 x 1960	9 780,00
2M10 051P 221 025	N-SKP 2-600P	2 plně dveře	sokl	600 x 600 x 1960	9 780,00
2M10 0510 111 021	N-SKP 2-900	4 plně dveře	nohy	900 x 450 x 1960	10 010,00
2M10 0510 121 021	N-SKP 2-900	4 plně dveře	nohy	900 x 600 x 1960	10 620,00
2M10 0510 111 025	N-SKP 2-900	4 plně dveře	sokl	900 x 450 x 1960	11 720,00
2M10 0510 121 025	N-SKP 2-900	4 plně dveře	sokl	900 x 600 x 1960	12 440,00













2 SKŘÍNĚ ŠATNÍ

Slouží pro uložení oděvů. Dodávají se v hloubkách 450 a 600 mm. Všechna provedení šatních skříní mají v horní a dolní části odkládací polici.

Skříň hluboká 450 mm je vybavena výsuvnou věšákovou tyčí (umístěna kolmo)

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS		ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA	
	2M10 061L 211 001	N-SKŠ 1-600L	1 plné dveře	nohy	600 x 450 x 1960	7 250,00
	2M10 061P 211 001	N-SKŠ 1-600P	1 plné dveře			
	2M10 061L 211 003	N-SKŠ 1-600L	1 plné dveře	sokl	600 x 450 x 1960	8 630,00
	2M10 061P 211 003	N-SKŠ 1-600P	1 plné dveře			
	2M10 0610 111 001	N-SKŠ 1-900	2 plné dveře (2/3 - věš. tyč, 1/3 - 4 police)	nohy	900 x 450 x 1960	10 490,00
	2M10 0610 111 003	N-SKŠ 1-900	2 plné dveře (2/3 - věš. tyč, 1/3 - 4 police)	sokl	900 x 450 x 1960	12 200,00





Skříň hluboká 600 mm je vybavena pevnou věšákovou tyčí (umístěna podélně)

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS		ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA	
	2M10 061L 121 001	N-SKŠ 1-450L	1 plné dveře	nohy	450 x 600 x 1960	7 200,00
	2M10 061P 121 001	N-SKŠ 1-450P	1 plné dveře			
	2M10 061L 221 001	N-SKŠ 1-600L	1 plné dveře			
	2M10 061P 221 001	N-SKŠ 1-600P	1 plné dveře			
	2M10 061L 121 003	N-SKŠ 1-450L	1 plné dveře	sokl	450 x 600 x 1960	8 580,00
	2M10 061P 121 003	N-SKŠ 1-450P	1 plné dveře			
	2M10 061L 221 003	N-SKŠ 1-600L	1 plné dveře			
	2M10 061P 221 003	N-SKŠ 1-600P	1 plné dveře			
	2M10 0610 121 001	N-SKŠ 1-900	2 plné dveře	nohy	900 x 600 x 1960	9 740,00
	2M10 0610 121 003	N-SKŠ 1-900	2 plné dveře	sokl	900 x 600 x 1960	11 560,00

3 NADSTAVBY





Nadstavba laboratorních a šatních skříní, zvýšení úložného prostoru.

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
2M10 071L 111 001	N-SKN 1-450L	1 plně dveře, bez police	450 x 450 x 370	2 530,00
2M10 071P 111 001	N-SKN 1-450P	1 plně dveře, bez police	450 x 450 x 370	2 530,00
2M10 071L 211 001	N-SKN 1-600L	1 plně dveře, bez police	600 x 450 x 370	2 690,00
2M10 071P 211 001	N-SKN 1-600P	1 plně dveře, bez police	600 x 450 x 370	2 690,00
2M10 071L 121 001	N-SKN 1-450L	1 plně dveře, bez police	450 x 600 x 370	2 640,00
2M10 071P 121 001	N-SKN 1-450P	1 plně dveře, bez police	450 x 600 x 370	2 640,00
2M10 071L 221 001	N-SKN 1-600L	1 plně dveře, bez police	600 x 600 x 370	2 820,00
2M10 071P 221 001	N-SKN 1-600P	1 plně dveře, bez police	600 x 600 x 370	2 820,00
2M10 071L 112 001	N-SKN 1-450L	1 plně dveře, 1 police	450 x 450 x 600	2 850,00
2M10 071P 112 001	N-SKN 1-450P	1 plně dveře, 1 police	450 x 450 x 600	2 850,00
2M10 071L 212 001	N-SKN 1-600L	1 plně dveře, 1 police	600 x 450 x 600	3 060,00
2M10 071P 212 001	N-SKN 1-600P	1 plně dveře, 1 police	600 x 450 x 600	3 060,00
2M10 071L 122 001	N-SKN 1-450L	1 plně dveře, 1 police	450 x 600 x 600	3 020,00
2M10 071P 122 001	N-SKN 1-450P	1 plně dveře, 1 police	450 x 600 x 600	3 020,00
2M10 071L 222 001	N-SKN 1-600L	1 plně dveře, 1 police	600 x 600 x 600	3 260,00
2M10 071P 222 001	N-SKN 1-600P	1 plně dveře, 1 police	600 x 600 x 600	3 260,00
2M10 0710 111 001	N-SKN 1-900	2 plně dveře, bez police	900 x 450 x 370	3 650,00
2M10 0710 121 001	N-SKN 1-900	2 plně dveře, bez police	900 x 600 x 370	3 820,00
2M10 0710 112 001	N-SKN 1-900	2 plně dveře, 1 police	900 x 450 x 600	4 120,00
2M10 0710 122 001	N-SKN 1-900	2 plně dveře, 1 police	900 x 600 x 600	4 380,00





4 SKŘÍŇKY NÁSTĚNNÉ

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA	
	2M10 081L 111 001	N-LSN 2-450L	1 plně dveře, 1 police	450 x 350 x 370	2 740,00
	2M10 081P 111 001	N-LSN 2-450P	1 plně dveře, 1 police	450 x 350 x 370	2 740,00
	2M10 081L 211 001	N-LSN 2-600L	1 plně dveře, 1 police	600 x 350 x 370	2 950,00
	2M10 081P 211 001	N-LSN 2-600P	1 plně dveře, 1 police	600 x 350 x 370	2 950,00
	2M10 081L 112 001	N-LSN 2-450L	1 plně dveře, 1 police	450 x 350 x 740	3 090,00
	2M10 081P 112 001	N-LSN 2-450P	1 plně dveře, 1 police	450 x 350 x 740	3 090,00
	2M10 081L 212 001	N-LSN 2-600L	1 plně dveře, 1 police	600 x 350 x 740	3 290,00
	2M10 081P 212 001	N-LSN 2-600P	1 plně dveře, 1 police	600 x 350 x 740	3 290,00
	2M10 0810 111 001	N-LSN 2-900	2 plně dveře, 1 police	900 x 350 x 370	3 910,00
	2M10 0810 112 001	N-LSN 2-900	2 plně dveře, 1 police	900 x 350 x 740	4 550,00
	2M10 081L 111 011	N-LSN 7-450L	1 prosklené dveře, 1 police	450 x 350 x 370	3 980,00
	2M10 081P 111 011	N-LSN 7-450P	1 prosklené dveře, 1 police	450 x 350 x 370	3 980,00
	2M10 081L 211 011	N-LSN 7-600L	1 prosklené dveře, 1 police	600 x 350 x 370	4 210,00
	2M10 081P 211 011	N-LSN 7-600P	1 prosklené dveře, 1 police	600 x 350 x 370	4 210,00
	2M10 081L 112 011	N-LSN 7-450L	1 prosklené dveře, 1 police	450 x 350 x 740	4 530,00
	2M10 081P 112 011	N-LSN 7-450P	1 prosklené dveře, 1 police	450 x 350 x 740	4 530,00
	2M10 081L 212 011	N-LSN 7-600L	1 prosklené dveře, 1 police	600 x 350 x 740	4 770,00
	2M10 081P 212 011	N-LSN 7-600P	1 prosklené dveře, 1 police	600 x 350 x 740	4 770,00
	2M10 0810 111 011	N-LSN 7-900	2 prosklené dveře, 1 police	900 x 350 x 370	5 970,00
	2M10 0810 112 011	N-LSN 7-900	2 prosklené dveře, 1 police	900 x 350 x 740	6 830,00
	2M10 0840 111 001	N-LSN 4-450	otevřená, 1 police	450 x 330 x 370	2 030,00
	2M10 0840 211 001	N-LSN 4-600	otevřená, 1 police	600 x 330 x 370	2 200,00
	2M10 0840 112 001	N-LSN 4-450	otevřená, 1 police	450 x 330 x 740	2 280,00
	2M10 0840 212 001	N-LSN 4-600	otevřená, 1 police	600 x 330 x 740	2 420,00
	2M10 0840 311 001	N-LSN 4-900	otevřená, 1 police	900 x 330 x 370	2 450,00
	2M10 0840 312 001	N-LSN 4-900	otevřená, 1 police	900 x 330 x 740	2 720,00