



## 1.1.2 STOLY PRACOVNÍ A LABORATORNÍ

Pro pohodlnou a bezpečnou práci nabízíme modulární systém variabilních stolů, které naleznou uplatnění ve všech druzích laboratoří. Dokážeme sestavit nejvhodnější variantu pro Vaši konkrétní laboratoř, složenou ze stolů laboratorních s médii, stolů laboratorních mokrých či mycích, suchých stolů pod přístroje, z běžných pracovních či naopak jiných speciálních stolů. To vše plně dle Vašich požadavků.

### STOLY LABORATORNÍ - SESTAVY STOLŮ - stůl jednostranný / oboustranný

Stůl jednostranný

– hloubka stolu: 600, 750, 900 mm

Stůl oboustranný

– hloubka stolu: 1200, 1500, 1800 mm

výška: 750 mm (pro práci v sedě)

výška: 900 mm (pro práci ve stoje)

Stěnu pro rozvod médií lze zvolit z několika variant dle charakteru práce, samozřejmě je možnost volby různých šířek stěn, rozmístění a hloubky polic, případně doplnění o různé chytré příslušenství jako je osvětlení pracovní desky či mříže pro uchycení aparatur.

Nosnost typových sestav laboratorních stolů je min. 150 kg.

**Snadno si změňte umístění polic kdykoliv a v souladu s Vašimi aktuálními potřebami!**

Skříňky na výškově stavitelných plastových nožkách (100 mm) nebo na pevném soklu z vodovzdorné překližky potažené vysokotlakým laminátem (100 mm).

Prostor pod pracovní deskou lze vyplnit konstrukcemi a kontejnery, skříňkami, případně kombinacemi těchto prvků.

šířky:

skříňky (šířka 450, 600, 900 mm)

konstrukce (šířka 900, 1200, 1500, 1800 mm)

**V případě osazení sestavy stolu kapalnými nebo plynými médii požadujte pro snadný a bezpečný přístup k napojovacím místům za účelem jejich údržby či revize instalaci SERVISNÍHO modulu!**

**Nezapomeňte ani na prostor pro přisednutí ke stolu!**





## ROZVODY VE STOLECH S MÉDII

Prostor nad pracovní deskou lze využít jak pro rozšíření nabídky pracovních činností (osazením různých mediových stěn s policemi a variabilním množstvím i kombinací výstupů různých médií), tak na ukládání spotřebního materiálu do závěsných nástěnných skříněk ...

Do pracovní desky lze zabudovat libovolné příslušenství, jako jsou odpadní vaničky, výlevky, vodovodní baterie, ventily na různá kapalná či plynná média, elektrozásuvky ...

- VODA
- ODPAD
- DEMI VODA
- ELEKTRO
- HOŘLAVÉ PLYNY
- TECHNICKÉ PLYNY



Připravíme a rozvedeme Vám veškerá laboratorní média po celém stole!

Instalace rozvodů médií realizujeme za pomoci standardizovaných certifikovaných systémů.

Pro minimalizaci rizik a bezpečnou práci musí být laboratoř vybavena vždy alespoň jednou bezpečnostní sprchou.

Výlevky a dřezy lze volit dle charakteru používaných chemických látek

**Pro pracoviště se zvýšenou vlhkostí nabízíme nábytek s hranami v bezspárovém provedení.**

Do vnitřního prostoru skřínky lze doplnit příslušenství, jako jsou odpadkové koše, větší počet polic, libovolné rozmístění příček ...

Nezapomeňte na laboratorní přístroje a možnost jejich vestavění do pracovní desky, případně do prostoru pod ní! Např. chladničku, pračku, myčku, varnou desku, vývěvu či jiná zařízení tak můžete mít vždy na dosah!

**i** Pomůžeme Vám sestavit požadované stolové sestavy dle Vašich požadavků.

**i** Kontaktujte naše obchodní oddělení!



## STOLY LABORATORNÍ – JEDNOTLIVÉ PRVKY

Laboratorní stoly jsou spolu s digestořemi nejdůležitějším vybavením laboratoře. Při plánování jejich sestavy je nutné pozorně vybírat jednotlivé prvky, ze kterých se stůl skládá. Pro lepší orientaci uvádíme názorný detailní rozkres a popis jednotlivých částí stolu.

- 1 str. 1 » 41 Skříňky** - jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranná lakovaná dřevovláknitá deska. Dveře a čela zásuvek s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu skříňek z materiálu ABS 0,5 mm). Skříňka je vybavena jednou stavitelnou policí.

### Dveře na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování - otevíratelnost do 110°.

Otvírání dveří (znak na konci typu skříňky):

**L** - levá (panty na levé straně korpusu skříňky)

**P** - pravá (panty na pravé straně korpusu skříňky)

Pojezdy pro zásuvky - kovové samozavírací s dlouhou životností s aretací proti úplnému vysunutí.

Standardní provedení skříňek na výškově stavitelných plastových nožkách nebo na pevném soklu z vodovzdorné překližky potažené laminátem.

Úchytky jsou ve standardu s povrchovou úpravou alu elox, tvar U, rozteč 128 mm.

Dveře i zásuvky vybaveny tlumičem dorazu - snížení hlučnosti, prodloužení životnosti.

Skříňky jsou ve standardu bez zámků. Na přání zákazníka je možnost osadit zámkem dveře nebo horní zásuvku.

- 2 str. 1 » 47 Kontejnery, skříňky mobilní**
- 3 str. 1 » 48 Konstrukce laboratorní** - SOK, PS, PSK, PSP, PSPK.
- 4 str. 1 » 50 Deska pracovní** - nutno zvolit dle typu laboratorních prací
- 5 str. 1 » 52 Výlevky, dřezy**
- 6 str. 1 » 54 Armatury stojánkové na desku stolu**
- 7 str. 1 » 57 Stěny pro rozvod médií** - GS, GP, GM, Z
- 8 str. 1 » 63 Armatury nástěnné**
- 9 str. 1 » 65 Sprchy bezpečnostní**

