







STOLY SPECIÁLNÍ

Stůl váhový STV


Je speciálně zkonstruován pro tlumení vibrací a zajištění stabilní polohy pro citlivé analytické a přesné váhy. Nezávisle uložená leštěná žulová deska na pryžových lůžkách umožňuje přesné vážení bez rušivého vlivu otřesů a chvění budovy, podlahy a podobně.

Plošné i bodové zatížení pracovních desek má své limity. Konkrétní hodnoty požadovaného zatížení je nutné konzultovat!

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhlxv) [mm]	CENA	
	2M20 0410 00 0001	E-STV 900	neoplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (300 x 400 x 60)	900 x 600 x 750	5 590,00
	2M00 0410 000 001	M-STV 900	oplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	900 x 600 x 750	9 800,00
	2M00 0410 000 004	M-STV 900	oplaštěný, pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	900 x 600 x 900	10 100,00
	2M00 0410 000 002	M-STV 1200	oplaštěný, pro práci v sedě, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	1200 x 600 x 750	10 090,00
	2M00 0410 000 005	M-STV 1200	oplaštěný, pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450 x 500 x 50)	1200 x 600 x 900	10 390,00
	2M00 0410 000 003	M-STV 1500	oplaštěný, pro práci v sedě, 2x žulová deska (450 x 500 x 50)	1500 x 600 x 750	12 560,00
	2M00 0410 000 006	M-STV 1500	oplaštěný, pro práci ve stoje, 2x žulová deska (450 x 500 x 50)	1500 x 600 x 900	12 840,00

Stoly pro specializované účely

- zakázková výroba
- speciální odpružené stoly
- stoly na citlivé přístroje
- stoly prosvětlovací
- stoly pro vysoké zatížení
- stoly pro specifické požadavky



 **Kontaktujte naše obchodní oddělení!**