



3.2 SKŘÍŇ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN, CHEMIKÁLIÍ

Centrum bezpečnosti



Centrum bezpečnosti - skříňová sestava ze tří různých částí - bezpečnostní skříň typ 90 se 2 policemi a záchytnou vanou, skříň na ukládání louhů a kyselin dvoudveřová s dvakrát třemi výjezdnými zásuvkami z polypropylenu, na dveřích opatřena mřížkami, příruční skříňka na nehořlavé chemikálie (jedy), jednodveřová, prosklená s policí. Všechna dvířka uzamykatelná. Tato sestava vyžaduje napojení na odtah dvěmi nezávislými hadicemi, průměru 75 mm a musí být odsávána 24 hod denně. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

OBJ. ČÍSLO	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhlxv) [mm]	CENA
Z010 5160 900 001	1195 x 660 x 2040	na poptávku

3.3 SKŘÍŇ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN A CHEMIKÁLIÍ

Řada E-CLASSIC-UF – skříň vysoká



Jednotěnné plechové skříně umožňují skladování chemikálií na pracovišti. Nabízená ekoskříň má vestavěný bezpečnostní box pro oddělené skladování hořlavin s požární odolností 30 minut, vybavený záchytnou vanou a samostatně uzavíratelnými křídlovými dveřmi.

Box musí být napojen na odtah - výfukový komínek Ø 75 mm, je testován a vyhovuje požadavkům DIN EN 14470-1. Plechová skříň je rovněž vybavena dvěma vanovými policemi, spodní záchytnou vanou a stavěcími nožkami.

Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem, váha skříně je 120 kg. Barevné provedení: korpus modrý RAL 5010, dveře červené RAL 3004.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 220 304	plechová ekoskříň se zabudovaným boxem	950 x 500 x 1950	33 950,00

4 SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie vysoká



Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámkem, možnost dopojení na odtah (DN 75 mm). **Vysoká skříň 1950 mm** různé šířky, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 4 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 220 106	vysoká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře	600 x 500 x 1950	15 425,00
Z010 5410 220 315	vysoká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře	950 x 500 x 1950	17 800,00
Z010 5410 220 313	vysoká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře	1200 x 500 x 1950	19 850,00

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie nízká



Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámkem, možnost dopojení na odtah (DN 75 mm). **Nižší skříň výšky 1400 mm** s různou šířkou, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 3 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 220 107	nízká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře	600 x 500 x 1400	12 100,00
Z010 5410 220 208	nízká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře	950 x 500 x 1400	17 225,00
Z010 5410 220 316	nízká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře	1200 x 500 x 1400	16 800,00



**Řada CS-CLASSIC – skříně na běžné chemikálie**

asecos

Skříně jsou plechové, v novém designu - v různých rozměrech, s plnými nebo prosklenými dveřmi křídlovými nebo skládanými, vybavené policemi, záchytnou vanou a děrovaným plechem se zapuštěnými cylindrickými zámky. Korpus skříní je vždy v barvě antracitové a dveře lze zvolit ze sedmi různých barev RAL (žluté, červené, zelené, světle šedé, modré a stříbrné).

Vnitřní vybavení je volitelné mezi pevnými nebo výjezdními policemi, které mohou být lakované nebo hliníkové. Skříně mají ve stropě předchystaný otvor k napojení odsávací hadice Ø 75 mm s možností napojení na odtaž (nejsou vybaveny ventilátorem), mají integrované stavěcí nožky pro regulaci při rovnosti podlahy a zabezpečené přirozené větrání otvory v podlaze.

1

**Řada CS-CLASSIC – plně křídlové dveře**

asecos

Řada CS-CLASSIC-G – prosklené křídlové dveře

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxlxv) [mm]	CENA
1 Z010 5410 220 104	3 police, záchytná vana, děrovaný plech	545 x 520 x 1950	18 025,00
2 Z010 5410 220 205	3 police, záchytná vana, děrovaný plech	810 x 520 x 1950	20 300,00
Z010 5410 220 305	6 výsuvů s vanou	1055 x 520 x 1950	38 425,00
Z010 5410 220 306	3 police, záchytná vana, děrovaný plech	1055 x 520 x 1950	22 350,00
3 Z010 5410 220 307	4 výsuvy s vanou	1055 x 520 x 1950	31 275,00

1 **Všechny uvedené skříně je možné dodat s prosklenými dveřmi (CS CLASSIC-G) a ve výšce skříní 1105 mm.**

2

**Řada CS-PHOENIX – skládané dveře**

asecos

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 220 309	2 police, záchytná vana, děrovaný plech	1055 x 520 x 1105	21 650,00
Z010 5410 220 310	3 police, záchytná vana, děrovaný plech	1055 x 520 x 1950	27 000,00

3

**Skřín vysoká se zabudovaným ventilátorem**Köttermann
Systeme

Je skřín plechová vysoká v provedení jednodveřovém nebo dvoudveřovém se zámek, třemi policemi, s nosností 1 police 30 kg a opatřena výfukovým komínkem (Ø 75 mm) sloužícím k napojení na odtaž. Skřín není určena pro skladování hořlavín, louhů a kyselin.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 210 101	1 dveře	600 x 520 x 1920	na poptávku
Z010 5410 210 201	2 dveře	900 x 520 x 1920	na poptávku
4 Z010 5410 210 301	2 dveře	1200 x 520 x 1920	na poptávku

4

**Skřín vysoká bez ventilátoru**Köttermann
Systeme

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm]	CENA
Z010 5410 220 101	1 dveře	600 x 520 x 1920	na poptávku
Z010 5410 220 201	2 dveře	900 x 520 x 1920	na poptávku
Z010 5410 220 301	2 dveře	1200 x 520 x 1920	na poptávku

5

**Skříňka na jedy**

MERCİ®

Je malá jednodveřová plechová skříňka se zámek určená pro skladování jedů, nikoliv louhů, kyselin nebo hořlavín. Lze ji použít jako závěsnou, volně stojící nebo k uložení do skříně.

OBJ. ČÍSLO	VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm]	CENA
5 ZM00 1100 000 001	350 x 322 x 370 / 300 x 287 x 327	5 540,00



1 Skříň na chemické látky

TechnoBank

Skříň pro uskladnění chemických látek s křídlovými perforovanými dveřmi je určena pro vybavení laboratoří. Skříň je vyrobena z ocelového plechu se zdvojenými boky, sokl ($v=80$ mm u skříně 1950 mm, $v=40$ mm u skříně 1150 mm). Jednoplášťové vyztužené dveře jsou v horní a spodní části vybavené perforací. Uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), tříbodový uzamykací mechanismus.

Skříň je vybavena policemi se záchytnými vanami o objemu 15 l. Součástí konstrukce van jsou perforované vložky maximalizující záchytný objem. Police jsou přestavitelné po 25 mm, nosnost 60 kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus barva šedá - RAL 7035, dveře barva žlutá - RAL 1023.

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
2010 7130 000 022	US 92 1 CH	5 polic	920 x 400 x 1950	12 500,00
2010 7130 000 023	US 92 3 CH	3 police	920 x 400 x 1150	8 700,00

detail



i Na poptávku lze dodat skříň na chemické látky s napojením na vzduchotechniku (pasivní odsávání).

1.2.2 NÁBYTEK KOVOVÝ



SKŘÍNĚ ÚLOŽNÉ KOVOVÉ

Úložné skříně jsou určeny pro vybavení laboratoří, kanceláří, archivů, pro zdravotnictví apod. Skříně jsou vyrobeny z ocelového plechu se zdvojenými boky, sokl ($v=80$ mm u skříní nad 1150 mm, ostatní $v=40$ mm), dveře jsou osazeny bezpečnostním cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Police jsou přestavitelné po 25 mm, nosnost 60 kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus i dveře barva šedá - RAL 7035.

i Tyto skříně nejsou vhodné na uložení kyselin a louhů - k tomu slouží speciální skříně viz. kapitola Skříně speciální str. 1 » 75.

2 Skříně dvoudveřové

TechnoBank

OBJ. ČÍSLO	TYP	POPIS	ROZMĚR (šxhxlxv) [mm]	CENA
2010 7130 000 005	TA 510	4 police	800 x 400 x 1950	8 895,00
2010 7130 000 008	TA 511	bez police	920 x 400 x 500	5 710,00
2010 7130 000 009	TA 512	1 police	920 x 400 x 800	6 340,00
2010 7130 000 012	TA 515	4 police	920 x 400 x 1950	9 750,00
2010 7140 000 009	TA 520	4 police	1200 x 400 x 1950	12 800,00

Neváhejte se zeptat i na jiné vybavení (např. dílenský nábytek, šatny, ...)



Zvolte si vlastní kombinaci materiálů dle Vašich potřeb a požadavků!