

3 SKŘÍŇE PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ

3.1 SKŘÍŇE PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN

1 Řada K-LINE – skříňka nízká



Skříňka pro kombinované skladování hořlaviny a kyselin je rozdělena na dvě samostatně odsávané skříňky - průměr vývodů 50 mm. Pravá (jednodveřová) je pro ukládání louchů a kyselin a levá (jedno- nebo dvoudveřová, nebo s výsuvem) je s odolností v ohni 90 minut a je určena pro skladování hořlaviny. Skříňka má korpus plechový, lakovaný speciálním odolným lakem světle šedým - RAL 7035. Sokl je možné samostatně objednat - má výšku 30 mm a je opatřen kolečky pro snadné stěhování. Pravá skříňka má vnitřní prostor zhotoven z polypropylenu zcela bez použití kovu s jednou nebo dvěma polypropylenovými výsuvnými vaničkami, zajištěnými proti neúmyslnému vytažení. Levá skříňka na hořlaviny je s požární odolností 90 minut, uvnitř s jedním výsuvem, který se automaticky vysouvá a zasouvá s pohybem dveří. Dveře s cylindrickým zámkem mohou zůstat otevřené v jakékoliv pozici a automaticky se uzavírají v případě požáru. Vývody odsávání společně s konektorem uzemnění v zadní části skříňky. Vnitřní kování jsou vodivě propojena s konstrukcí skříňky. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

1



| OBJ. ČÍSLO | POPIS | VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm] | CENA |
|-------------------|--|---|-----------|
| 2D00 0633 110 002 | vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou | 1102 x 503 x 601 / 422 x 369 x 464, 440 x 468 x 562 | 58 225,00 |
| 2D00 0633 110 003 | vlevo: křídlové dveře, záchytná vana, děrovaný plech; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou | 1102 x 503 x 601 / 422 x 369 x 464, 440 x 468 x 562 | 58 988,00 |
| 2D00 0633 120 004 | vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou | 1402 x 503 x 601 / 722 x 441 x 464, 470 x 450 x 500 | 67 975,00 |

2 Řada K-LINE – skříň vysoká



Kombinované skříně umožňují společně skladování hořlaviny, kyselin a louchů v jedné bezpečnostní skříní, odtažované pouze jedním společným komínkem o průměru 75 mm. Levá strana skříně slouží pro uložení hořlaviny, má odolnost v ohni 90 minut a je testována dle normy DIN EN 14470-1.

Tato část je opatřena dveřmi s automatickým zavíráním bez vnějšího zdroje elektrické energie. Dveře se automaticky uzavřou cca za 60 s po jejich otevření. Dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. V případě požáru je zaručeno samočinné uzavření dveří prostřednictvím zabudované tavné pojistky. Vnitřní vybavení je buď pevnými nebo výjezdými policemi (pěti nebo čtyřmi). Pravá strana skříně - určena pro ukládání louchů a kyselin má vnitřní stěny vyrobeny z vysoce odolných desek s povrchovou vrstvou z melaminu a jsou vybaveny čtyřmi nebo šesti výjezdými policemi s vyjímatelnými plastovými vanami. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

2



| OBJ. ČÍSLO | POPIS | VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm] | DOPORUČENÝ ODTAĤ [m ³ /hod] | CENA |
|-------------------|--|---|--|------------|
| Z010 5310 100 111 | 3 police, 1 záchytná vana + 4 výjezdné police | 1197 x 617 x 1969 / 1050 x 520 x 1740 | 9 | 99 250,00 |
| Z010 5310 100 104 | 6 výjezdných polic + 6 výjezdných polic | 1197 x 617 x 1969 / 1050 x 520 x 1740 | 9 | 121 025,00 |
| Z010 5310 100 201 | nahoře: 3 výjezdy, dole: 2 výsuvy a plastová vana | 597 x 617 x 1969 / 450 x 524 x 845 / 877 | 4 | 79 913,00 |
| Z010 5310 100 202 | nahoře: 2 police, záchytná vana, plech, dole: 2 výsuvy a plastová vana | 597 x 617 x 1969 / 450 x 524 x 845 / 877 | 4 | 73 588,00 |

ZAJIŠŤUJEME AUTORIZOVANÝ SERVIS BEZPEČNOSTNÍCH SKŘÍŇÍ

- Instalace skříní a uvedení do provozu
- Odborná údržba včetně kontroly provozní bezpečnosti skříní
- Pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky
- Preventivní servisní prohlídky
- Záruční i pozáruční opravy



MERCİ
laboratoř jak má být

Kvalita služeb je zabezpečena certifikovaným systémem jakosti ČSN EN ISO 9001. Zárukou kvality našeho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelně školených techniků.



3.2 SKŘÍŇ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN, CHEMIKÁLIÍ

Centrum bezpečnosti

Centrum bezpečnosti - skříňová sestava ze tří různých částí - bezpečnostní skříň typ 90 se 2 policemi a záchytnou vanou, skříň na ukládání louhů a kyselin dvoudveřová s dvakrát třemi výjezdnými zásuvkami z polypropylenu, na dveřích opatřena mřížkami, příruční skříňka na nehořlavé chemikálie (jedy), jednodveřová, prosklená s policí. Všechna dvířka uzamykatelná. Tato sestava vyžaduje napojení na odťah dvěmi nezávislými hadicemi, průměru 75 mm a musí být odsávána 24 hod denně. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

| OBJ. ČÍSLO | VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm] | CENA |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Z010 5160 900 001 | 1195 x 660 x 2040 | na poptávku |

3.3 SKŘÍŇ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN A CHEMIKÁLIÍ

Řada E-CLASSIC-UF – skříň vysoká

Jednotěnné plechové skříně umožňují skladování chemikálií na pracovišti. Nabízená ekoskříň má vestavěný bezpečnostní box pro oddělené skladování hořlavin s požární odolností 30 minut, vybavený záchytnou vanou a samostatně uzavíratelnými křídlovými dveřmi.

Box musí být napojen na odťah - výfukový komínek Ø 75 mm, je testován a vyhovuje požadavkům DIN EN 14470-1. Plechová skříň je rovněž vybavena dvěma vanovými policemi, spodní záchytnou vanou a stavěcími nožkami.

Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny cylindrickým zámekem, váha skříně je 120 kg. Barevné provedení: korpus modrý RAL 5010, dveře červené RAL 3004.

| OBJ. ČÍSLO | POPIS | VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm] | CENA |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Z010 5410 220 304 | plechová ekoskříň se zabudovaným boxem | 950 x 500 x 1950 | 33 950,00 |

4 SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie vysoká

Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámekem, možnost dopojení na odťah (DN 75 mm). **Vysoká skříň 1950 mm** různé šířky, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 4 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

| OBJ. ČÍSLO | POPIS | ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxl) [mm] | CENA |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Z010 5410 220 106 | vysoká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře | 600 x 500 x 1950 | 15 425,00 |
| Z010 5410 220 315 | vysoká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře | 950 x 500 x 1950 | 17 800,00 |
| Z010 5410 220 313 | vysoká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře | 1200 x 500 x 1950 | 19 850,00 |

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie nízká

Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámekem, možnost dopojení na odťah (DN 75 mm). **Nižší skříň výšky 1400 mm** s různou šířkou, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 3 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

| OBJ. ČÍSLO | POPIS | ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxl) [mm] | CENA |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Z010 5410 220 107 | nízká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře | 600 x 500 x 1400 | 12 100,00 |
| Z010 5410 220 208 | nízká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře | 950 x 500 x 1400 | 17 225,00 |
| Z010 5410 220 316 | nízká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře | 1200 x 500 x 1400 | 16 800,00 |

