



3 KONSTRUKCE LABORATORNÍ

Konstrukce laboratorní typu „SOK“

Konstrukce slouží jako nosný prvek pracovní desky, má tvar „C“ z profilu 50 x 30 mm s rektifikačními nožkami, je povrchově upravena epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení dle stupnice RAL. Na výběr jsou dvě úrovně pracovní plochy (750 mm pro práci v sedě a 900 mm pro práci ve stoje) a dvě hloubky pracovní desky (600 a 750 mm). Boční noha s výztuhou.



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0211 111 001	N-SOK-900	900 x 545 x 720	5 080,00
2M10 0211 121 001	N-SOK-900	900 x 695 x 720	5 210,00
2M10 0211 112 001	N-SOK-900	900 x 545 x 870	5 200,00
2M10 0211 122 001	N-SOK-900	900 x 695 x 870	5 330,00
2M10 0211 211 001	N-SOK-1200	1200 x 545 x 720	5 340,00
2M10 0211 221 001	N-SOK-1200	1200 x 695 x 720	5 480,00
2M10 0211 212 001	N-SOK-1200	1200 x 545 x 870	5 470,00
2M10 0211 222 001	N-SOK-1200	1200 x 695 x 870	5 600,00
2M10 0211 311 001	N-SOK-1500	1500 x 545 x 720	5 540,00
2M10 0211 321 001	N-SOK-1500	1500 x 695 x 720	5 680,00
2M10 0211 312 001	N-SOK-1500	1500 x 545 x 870	5 700,00
2M10 0211 322 001	N-SOK-1500	1500 x 695 x 870	5 830,00
2M10 0211 411 001	N-SOK-1800	1800 x 545 x 720	5 810,00
2M10 0211 421 001	N-SOK-1800	1800 x 695 x 720	5 940,00
2M10 0211 412 001	N-SOK-1800	1800 x 545 x 870	5 930,00
2M10 0211 422 001	N-SOK-1800	1800 x 695 x 870	6 060,00

Konstrukce laboratorní typu „PS“ a „PSK“

Konstrukce slouží jako nosný prvek pracovní desky, je vyrobena z profilu 30 x 30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení dle stupnice RAL. Konstrukce PS s rektifikačními nožkami, konstrukce PSK s kolečky. Na výběr jsou dvě úrovně pracovní plochy (750 mm pro práci v sedě a 900 mm pro práci ve stoje) a dvě hloubky pracovní desky (600 a 750 mm).



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0221 111 001	N-PS-900	900 x 545 x 720	4 870,00
2M10 0221 121 001	N-PS-900	900 x 695 x 720	4 980,00
2M10 0221 112 001	N-PS-900	900 x 545 x 870	4 980,00
2M10 0221 122 001	N-PS-900	900 x 695 x 870	5 090,00
2M10 0221 211 001	N-PS-1200	1200 x 545 x 720	5 100,00
2M10 0221 221 001	N-PS-1200	1200 x 695 x 720	5 210,00
2M10 0221 212 001	N-PS-1200	1200 x 545 x 870	5 210,00
2M10 0221 222 001	N-PS-1200	1200 x 695 x 870	5 320,00
2M10 0221 311 001	N-PS-1500	1500 x 545 x 720	5 270,00
2M10 0221 321 001	N-PS-1500	1500 x 695 x 720	5 380,00
2M10 0221 312 001	N-PS-1500	1500 x 545 x 870	5 410,00
2M10 0221 322 001	N-PS-1500	1500 x 695 x 870	5 520,00
2M10 0221 411 001	N-PS-1800	1800 x 545 x 720	5 500,00
2M10 0221 421 001	N-PS-1800	1800 x 695 x 720	5 610,00
2M10 0221 412 001	N-PS-1800	1800 x 545 x 870	5 610,00
2M10 0221 422 001	N-PS-1800	1800 x 695 x 870	5 730,00



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0231 111 001	N-PSK-865	865 x 545 x 720	5 780,00
2M10 0231 121 001	N-PSK-865	865 x 695 x 720	5 900,00
2M10 0231 112 001	N-PSK-865	865 x 545 x 870	5 900,00
2M10 0231 122 001	N-PSK-865	865 x 695 x 870	6 010,00
2M10 0231 211 001	N-PSK-1165	1165 x 545 x 720	6 020,00
2M10 0231 221 001	N-PSK-1165	1165 x 695 x 720	6 130,00
2M10 0231 212 001	N-PSK-1165	1165 x 545 x 870	6 130,00
2M10 0231 222 001	N-PSK-1165	1165 x 695 x 870	6 240,00
2M10 0231 311 001	N-PSK-1465	1465 x 545 x 720	6 190,00
2M10 0231 321 001	N-PSK-1465	1465 x 695 x 720	6 300,00
2M10 0231 312 001	N-PSK-1465	1465 x 545 x 870	6 300,00
2M10 0231 322 001	N-PSK-1465	1465 x 695 x 870	6 410,00



Konstrukce laboratorní typu „PSP“ a „PSPK“

Konstrukce slouží jako nosný prvek pracovní desky, je vyrobena z profilu 30 x 30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení dle stupnice RAL. Konstrukce PSP s rektifikačními nožkami, konstrukce PSPK s kolečky. Spodní police je z laminované dřevotřísky (na přání je možné dodat i z jiného materiálu). Pro typ stolu PSP a PSPK s policí doporučujeme úroveň pracovní plochy 900 mm pro práci ve stoje. Na výběr jsou dvě hloubky pracovní desky (600 a 750 mm).

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0241 111 001	N-PSP-900	900 x 545 x 720	5 720,00
2M10 0241 121 001	N-PSP-900	900 x 695 x 720	5 900,00
2M10 0241 112 001	N-PSP-900	900 x 545 x 870	5 830,00
2M10 0241 122 001	N-PSP-900	900 x 695 x 870	6 010,00
2M10 0241 211 001	N-PSP-1200	1200 x 545 x 720	6 140,00
2M10 0241 221 001	N-PSP-1200	1200 x 695 x 720	6 340,00
2M10 0241 212 001	N-PSP-1200	1200 x 545 x 870	6 250,00
2M10 0241 222 001	N-PSP-1200	1200 x 695 x 870	6 450,00
2M10 0241 311 001	N-PSP-1500	1500 x 545 x 720	6 450,00
2M10 0241 321 001	N-PSP-1500	1500 x 695 x 720	6 670,00
2M10 0241 312 001	N-PSP-1500	1500 x 545 x 870	6 560,00
2M10 0241 322 001	N-PSP-1500	1500 x 695 x 870	6 780,00
2M10 0241 411 001	N-PSP-1800	1800 x 545 x 720	6 860,00
2M10 0241 421 001	N-PSP-1800	1800 x 695 x 720	7 100,00
2M10 0241 412 001	N-PSP-1800	1800 x 545 x 870	6 970,00
2M10 0241 422 001	N-PSP-1800	1800 x 695 x 870	7 210,00



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0251 111 001	N-PSPK-865	865 x 545 x 720	6 480,00
2M10 0251 121 001	N-PSPK-865	865 x 695 x 720	6 660,00
2M10 0251 112 001	N-PSPK-865	865 x 545 x 870	6 590,00
2M10 0251 122 001	N-PSPK-865	865 x 695 x 870	6 770,00
2M10 0251 211 001	N-PSPK-1165	1165 x 545 x 720	6 900,00
2M10 0251 221 001	N-PSPK-1165	1165 x 695 x 720	7 090,00
2M10 0251 212 001	N-PSPK-1165	1165 x 545 x 870	7 010,00
2M10 0251 222 001	N-PSPK-1165	1165 x 695 x 870	7 210,00
2M10 0251 311 001	N-PSPK-1465	1465 x 545 x 720	7 200,00
2M10 0251 321 001	N-PSPK-1465	1465 x 695 x 720	7 420,00
2M10 0251 312 001	N-PSPK-1465	1465 x 545 x 870	7 320,00
2M10 0251 322 001	N-PSPK-1465	1465 x 695 x 870	7 530,00



Podpěry

Podpěry neslouží jako nosný prvek, pouze jako podpůrný.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR (šxh) [mm]	CENA
2M10 0262 111 001	N-P-SOK	545 x 720	1 040,00
2M10 0262 121 001	N-P-SOK	695 x 720	1 100,00
2M10 0262 112 001	N-P-SOK	545 x 870	1 100,00
2M10 0262 122 001	N-P-SOK	695 x 870	1 170,00
2M10 0262 211 001	N-P-PS	545 x 720	970,00
2M10 0262 221 001	N-P-PS	695 x 720	1 030,00
2M10 0262 212 001	N-P-PS	545 x 870	1 030,00
2M10 0262 222 001	N-P-PS	695 x 870	1 090,00
2M10 0261 001 001	N-P-PSR	545 x 545 x 720	1 850,00
2M10 0261 002 001	N-P-PSR	545 x 545 x 870	1 930,00

