

3 SKŘÍŇE PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ

3.1 SKŘÍŇE PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN

2 Řada K-LINE – skříňka nízká



Skříňka pro kombinované skladování hořlavin a kyselin je rozdělena na dvě samostatně odsávané skříňky - průměr vývodů 50 mm. Pravá (jednodveřová) je pro ukládání louhů a kyselin a levá (jedno- nebo dvoudveřová, nebo s výsuvem) je s odolností v ohni 90 minut a je určena pro skladování hořlavin. Skříňka má korpus plechový, lakovaný speciálním odolným lakem světle šedým - RAL 7035. Sokl je možné samostatně objednat - má výšku 30 mm a je opatřen kolečky pro snadné stěhování. Pravá skříňka má vnitřní prostor zhotoven z polypropylenu zcela bez použití kovu s jednou nebo dvěma polypropylenovými výsuvnými vaničkami, zajištěnými proti neúmyslnému vytažení. Levá skříňka na hořlaviny je s požární odolností 90 minut, uvnitř s jedním výsuvem, který se automaticky vysouvá a zasouvá s pohybem dveří. Dveře s cylindrickým zámkem mohou zůstat otevřené v jakékoliv pozici a automaticky se uzavírají v případě požáru. Vývody odsávání společně s konektorem uzemnění v zadní části skříňky. Vnitřní kování jsou vodivě propojena s konstrukcí skříňky. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
2D00 0633 110 002	vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou	1102 x 503 x 601 / 422 x 369 x 464, 440 x 468 x 562	53 757,00
2D00 0633 110 003	vlevo: křídlové dveře, záchytná vana, děrovaný plech; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou	1102 x 503 x 601 / 422 x 369 x 464, 440 x 468 x 562	54 432,00
2D00 0633 120 004	vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou vanou	1402 x 503 x 601 / 722 x 441 x 464, 470 x 450 x 500	62 748,00

Řada K-LINE – skříň vysoká



Kombinované skříně umožňují společné skladování hořlavin, kyselin a louhů v jedné bezpečnostní skříně, odtažované pouze jedním společným komínkem o průměru 75 mm. Levá strana skříně slouží pro uložení hořlavin, má odolnost v ohni 90 minut a je testována dle normy DIN EN 14470-1.

Tato část je opatřena dveřmi s automatickým zavíráním bez vnějšího zdroje elektrické energie. Dveře se automaticky uzavřou cca za 60 s po jejich otevření. Dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. V případě požáru je zaručeno samočinné uzavření dveří prostřednictvím zabudované tavné pojistky. Vnitřní vybavení je buď pevnými nebo výjezdnými policemi (pěti nebo čtyřmi). Pravá strana skříně - určená pro ukládání louhů a kyselin má vnitřní stěny vyrobeny z vysoce odolných desek s povrchovou vrstvou z melaminu a jsou vybaveny čtyřmi nebo šesti výjezdnými policemi s vyjímatelnými plastovými vanami. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.



OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	DOPORUČENÝ ODTAĤ [m ³ /hod]	CENA
Z010 5310 100 111	3 police, 1 záchytná vana + 4 výjezdné police	1197 x 617 x 1969 / 1050 x 520 x 1740	9	92 003,00
Z010 5310 100 104	6 výjezdných polic + 6 výjezdných polic	1197 x 617 x 1969 / 1050 x 520 x 1740	9	112 536,00
Z010 5310 100 201	nahoře: 3 výjezdy, dole: 2 výsuvy a plastová vana	597 x 617 x 1969 / 450 x 524 x 845 / 877	4	75 695,00
Z010 5310 100 202	nahoře: 2 police, záchytná vana, plech, dole: 2 výsuvy a plastová vana	597 x 617 x 1969 / 450 x 524 x 845 / 877	4	69 795,00

ZAJIŠŤUJEME AUTORIZOVANÝ SERVIS BEZPEČNOSTNÍCH SKŘÍŇÍ

- Instalace skříní a uvedení do provozu
- Odborná údržba včetně kontroly provozní bezpečnosti skříní
- Pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky
- Preventivní servisní prohlídky
- Záruční i pozáruční opravy

Kvalita služeb je zabezpečena certifikovaným systémem jakosti ČSN EN ISO 9001. Zárukou kvality našeho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelně školených techniků.



MERCY
laboratoř jak má být



3.2 SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN, CHEMIKÁLIÍ

1



Centrum bezpečnostní

DÜPERTHAL

Centrum bezpečnostní - skříňová sestava ze tří různých částí - bezpečnostní skříň typ 90 se 2 policemi a záchytnou vanou, skříň na ukládání louhů a kyselin dvoudveřová s dvakrát třemi výjezdnými zásuvkami z polypropylenu, na dveřích opatřena mřížkami, příruční skříňka na nehořlavé chemikálie (jedy), jednodveřová, prosklená s policí. Všechna dvířka uzamykatelná. Tato sestava vyžaduje napojení na odťah dvěmi nezávislými hadicemi, průměru 75 mm a musí být odsávána 24 hod denně. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

OBJ. ČÍSLO	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
Z010 5160 900 001	1195 x 660 x 2040	na poptávku

3.3 SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN A CHEMIKÁLIÍ

2



Řada E-CLASSIC-UF – skříň vysoká

asecos

Jednotěnné plechové skříně umožňují skladování chemikálií na pracovišti. Nabízená ekoskříň má vestavěný bezpečnostní box pro oddělené skladování hořlavin s požární odolností 30 minut, vybavený záchytnou vanou a samostatně uzavíratelnými křídlovými dveřmi.

Box musí být napojen na odťah - výfukový komínek Ø 75 mm, je testován a vyhovuje požadavkům DIN EN 14470-1. Plechová skříň je rovněž vybavena dvěma vanovými policemi, spodní záchytnou vanou a stavěcími nožkami.

Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny cylindrickým zámekem, váha skříně je 120 kg. Barevné provedení: korpus modrý RAL 5010, dveře červené RAL 3004.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
Z010 5410 220 304	plechová ekoskříň se zabudovaným boxem	950 x 500 x 1950	31 833,00

4 SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie vysoká

asecos

Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámekem, možnost dopojení na odťah (DN 75 mm). **Vysoká skříň 1950 mm** různé šířky, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 4 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxl) [mm]	CENA
Z010 5410 220 106	vysoká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře	600 x 500 x 1950	15 093,00
Z010 5410 220 315	vysoká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře	950 x 500 x 1950	17 442,00
Z010 5410 220 313	vysoká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře	1200 x 500 x 1950	19 440,00

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie nízká

asecos

Skříně na uchování chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dveře s integrovaným cylindrickým zámekem, možnost dopojení na odťah (DN 75 mm). **Nížší skříň výšky 1400 mm** s různou šířkou, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří žlutá. Výbava – 3 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ (šxhxl) [mm]	CENA
Z010 5410 220 107	nízká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře	600 x 500 x 1400	11 853,00
Z010 5410 220 208	nízká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře	950 x 500 x 1400	16 848,00
Z010 5410 220 316	nízká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře	1200 x 500 x 1400	16 443,00

3

