



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise)

Certifikační orgán certifikující produkty č. 3040 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Product certification body 3040 accredited by the Czech Accreditation Institute pursuant ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic



CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

Číslo:
Number **B-00748-21**

vydaný výrobcí:
issued to Manufacturer

MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 1192/55b
627 00 Brno - Slatina
Česká republika – Czech Republic

Výrobek:
Product

Laboratorní digestoře řady G
Laboratory fume hoods, G series

Typ/Model:
Type/Model

MERCI G 1200/xxx x, MERCI G 1500/xxx x, MERCI G 2100/xxx x
viz 2. strana / see Page 2

Aplikované požadavky:
Requirements applied

ČSN EN 14175-2:2003

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance

Závěrečný protokol č. 32-10413/2/MZ ze dne 2021-04-29
Final Report 32-10413/2/MZ of 2021-04-29

Platnost do:
Valid until

2026-04-30

Na základě prověření předložené technické dokumentace, provedených ověření a zkoušek Strojírenský zkušební ústav, s.p., tímto potvrzuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistil shodu vlastností s aplikovanými požadavky. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Based on the review of the submitted technical documentation, verifications and tests conducted, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby certifies that the characteristics of the submitted product samples have been found to be in conformity with the applied requirements. The Final Report contains the conclusions of the assessments and product identification data.

Použité certifikační schéma:

SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Product certification scheme applied:

SZÚ-1a:2020.00 (based on Scheme 1a of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection).

Certifikát platí za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

The Certificate is valid, provided that its holder does not break the rules for using the Certificate. The rules for using the Certificate are specified on Page 2.

Brno, 2021-04-30



Ing. Aleš Ondřej

zástupce vedoucího certifikačního orgánu
Deputy Head of Certification Body



Specifikace výrobku / Product specification:

Typové označení Type designation	Mechanismus okna Window mechanism	Výška pracovní desky Worktop height [mm]	Rozměr (š*h*v) Dimensions (w*d*h) [mm]
MERCI G- 1200/900 E	Elektrický / Electrical	900	1200 * 900 * 2500
MERCI G- 1200/900 M2	Manuální / Manual	900	1200 * 900 * 2500
MERCI G- 1200/500 E	Elektrický / Electrical	500	1200 * 900 * 2500
MERCI G- 1200/500 M2	Manuální / Manual	500	1200 * 900 * 2500
MERCI G- 1500/900 E	Elektrický / Electrical	900	1500 * 900 * 2500
MERCI G- 1500/900 M2	Manuální / Manual	900	1500 * 900 * 2500
MERCI G- 1500/500 E	Elektrický / Electrical	500	1500 * 900 * 2500
MERCI G- 1500/500 M2	Manuální / Manual	500	1500 * 900 * 2500
MERCI G- 2100/900 E	Elektrický / Electrical	900	2100 * 900 * 2500
MERCI G- 2100/900 M2	Manuální / Manual	900	2100 * 900 * 2500
MERCI G- 2100/500 E	Elektrický / Electrical	500	2100 * 900 * 2500
MERCI G- 2100/500 M2	Manuální / Manual	500	2100 * 900 * 2500

Pozn.: digestoře mohou být vyráběny v levém, pravém nebo spodním provedení. Rozdíl mezi provedeními je v umístění: zásuvek, ovládání a ostatních médií. Typ okna: M2
 Note: Hoods can be manufactured in left, right or bottom design. The difference between the designs is in the location of drawers, controls and other media. Window type: M2

Základní technické parametry / Basic technical parameters:

Šířka / Width (mm)	1200	1500	2100
Hloubka / Depth (mm)	900		
Výška / Height (mm)	2500		
Průměr připojovacího hrdla na odtaž (mm) Diameter of connection branch for extraction (mm)	250		
Jmenovité napětí / Nominal voltage	230 V		
Jmenovitá frekvence / Nominal frequency	50 Hz		
Max. příkon / Maximum input	3600 VA při 16 A		

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení norem, podle kterých byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s normami specifikovanými na 1. straně a technickými předpisy.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

For the purpose of placing the product on the market, this Certificate may only be used during its period of validity and provided the provisions of the standards according to which the product has been certificated remain valid. If the normative documents applicable to the certificated product have changed or new normative documents have been issued, the usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a certificate of the products specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials. This Certificate may be copied in its entirety without written consent of the Engineering Test Institute. Unauthorized or deceptive use of the Certificate may result in its withdrawal.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used to document the properties of the products changed without consent of the Engineering Test Institute in such a way that conformity with the standards specified on Page 1 and technical regulations has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions relating to the products covered by this Certificate.

