



Řada V-line

asecos

1

- Nová unikátní technologie výrobce asecos dle EN 14 470
- Otevírání skříně pomocí vertikálních výsuvů zajišťující maximální komfort obsluhy
- Elektrické otevírání a zavírání skříně pomocí stlačení jednoho tlačítka
- Maximální úspora prostoru: V-line o šířce 450 mm má stejnou kapacitu jako klasická skříně o šířce 120 cm
- Maximálně přehledný přístup k obsahu skříně z obou stran
- Automatické zavření skříně po 60 s (vizuální a akustický alarm)
- K dispozici šířky 450 a 810 mm v různých barvách pro bezchybnou integraci do interiéru



1 Řada V-MOVE-90 (90 minutová odolnost)

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ [šxhxlxv] [mm]	CENA
Z101 5111 222 202	Jednodveřová, 5 polic, záchytná vana, perforovaná vložka	449 x 860 x 1966 / 331 x 775 x 1750	103 046,00
Z101 5111 222 203	Dvoudveřová, 10 polic, 2 záchytné vany, 2 perforované vložky	819 x 863 x 1966 / 701 x 775 x 1750	142 776,00

1.2 SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ NA TLAKOVÉ LAHVE

Jsou bezpečnostní skříně s odolností 90 nebo 30 minut v případě požáru, s nutností napojení na odtaž, bez zabudovaného ventilátoru splňující požadavky normy EN 14470-2. Skříně mají křídlové dveře samočinně aretované v poloze 90°, jsou vybaveny vysokým komfortem pro uchycení lahví i tlakových ventilů, s vnitřní výškou 1858 mm, lehkou a efektivní montáží tlakových lahví s úhlem otevírání dveří 180 °C. Skříně jsou doplněny bezpečnostní deskou pro ulehčení manipulace s lahvemi. Pro uložení lahví o objemu 50 litrů nabízíme skříně s vnější výškou 2050 mm, dodávané šířky jsou cca 600, 900, 1200 a 1400 mm, na popptání pro lahev 10 l. Pro uložení dvou tlakových lahví s objemem 10 litrů jsou určeny bezpečnostní skříně o výšce 1450 mm, šířky 600 mm.

Ventilátor není součástí skříně, musí být řešen jako externí.

2



Řada CLASSIC-30

asecos

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm] VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ	DOPORUČENÝ ODTAŽ [m³/hod]	CENA
Z101 5122 000 101	1 dveře, uložení 2 lahví	598 x 616 x 2050 / 494 x 479 x 1874	4	52 731,00
Z101 5122 000 201	2 dveře, uložení 3 lahví	898 x 616 x 2050 / 794 x 479 x 1874	7	63 720,00
Z101 5122 000 301	2 dveře, uložení 4 lahví	1198 x 616 x 2050 / 1094 x 479 x 1874	10	67 527,00
Z101 5122 000 401	2 dveře, uložení 4 lahví	1398 x 616 x 2050 / 1294 x 479 x 1874	12	79 056,00

Řada ULTIMATE-90

asecos

3

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY (šxhxlxv) [mm] VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ	DOPORUČENÝ ODTAŽ [m³/hod]	CENA
Z101 5121 000 101	1 dveře, uložení 1 lahve o objemu 50 l nebo 2 lahví objemu 10 l	598 x 615 x 2050 / 445 x 425 x 1858	4	72 252,00
Z101 5121 000 102	1 dveře, uložení 2 lahví o objemu 50 l	598 x 615 x 2050 / 477 x 425 x 1858	4	85 131,00
Z101 5121 000 201	2 dveře, uložení 3 lahví	898 x 615 x 2050 / 740 x 400 x 1875	6	86 481,00
Z101 5121 000 301	2 dveře, uložení 4 lahví	1198 x 615 x 2050 / 1040 x 400 x 1875	8	94 122,00
Z101 5121 000 401	2 dveře, uložení 4 lahví	1398 x 615 x 2050 / 1240 x 400 x 1875	9	94 122,00





asecos

Řada OD (jednoplášťové)

Doporučujeme pro bezpečnou instalaci tlakových lahví (max 5 ks) ve venkovních prostorách. Jsou vyrobeny z vysoce odolné ocelové konstrukce ošetřené galvanicky s nerezovou podlahou zajišťující odolnost proti mechanickému poškození. Vodorovnou polohu umožňují stavěcí patky. Otvírání křídlových dveří je dostatečně velké a jsou opatřeny robustním třibodovým otočným zamykáním. Standardní vybavení: rampa pro upevnění plynových armatur, držáky tlakových lahví (10 l a 50 l), 16 předvrtaných průchodů o průměru 22 mm pro protažení potrubí. Uvedené skříně lze objednat i s vybavením okénkem (s nebo bez zákrytu).

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY (šxhxl) [mm] VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ	CENA
2010 5123 000 301	2 dveře, uložení 5 lahví	1356 x 400 x 2149 / 1345 x 370 x 2070	46 818,00
2010 5123 000 201	2 dveře, uložení 3 lahví	1006 x 400 x 2149 / 995 x 370 x 2070	43 227,00
2010 5123 000 101	2 dveře, uložení 2 lahví	706 x 400 x 2149 / 695 x 370 x 2070	36 018,00



1.3 SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ KANYSTRŮ

Skříň vysoká – typ 90

DÜPERTHAL

Nabízíme také skříně s odolností 90 minut pro uložení kanystrů (s objemem 2 a 5 litrů) ve vodorovné poloze - s přímým odběrem chemikálií. Skříně jsou opatřeny třemi policemi s výřezy pro hrdla kanystrů, umožňující odebírání kapalin přímo z nich bez jejich vyjmutí ze skříně (jejich uzemnění je v dodávce skříně) a dvěma odkapávacími plochami. Na skříně je osazen monitoring správného odtahu vzduchu, buď s ventilátorem nebo bez něj. Skříně lze dodat ještě i v šířce 895 a 1655 mm, všechny mají sokl výšky 85 mm.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	ROZMĚRY VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ (šxhxl) [mm]	CENA
2010 5141 110 202	dvoudveřová, 3 police, záchytná vana, monitoring s ventilátorem	1194 x 612 x 2085 / 1098 x 469 x 1700	na poptávku
2010 5141 120 202	dvoudveřová, 3 police, záchytná vana, monitoring bez ventilátoru	1194 x 612 x 2085 / 1098 x 469 x 1700	na poptávku



1.4 SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ BATERIÍ

Skříň bezpečnostní pro uložení baterií

asecos

Bezpečnostní skříň pro uložení baterií s 90 minutovou odolností, jak při požáru zvenčí dle EN 14470-1, tak při požáru zevnitř při samovznícení baterií dle EN 1363-1. Uvnitř je skříň vybavena detektorem kouře a teplotním senzorem, které v případě požáru uvnitř spustí vizuální a akustické alarmy. Skříň je možné snadno naložit na vidlici vozíku a přesunout (i v případě indikace požáru uvnitř skříně). Barevné provedení je antracitový korpus (RAL 7016) s tmavě modrými dveřmi (RAL 5010). Vnitřní vybavení se skládá ze čtyř perforovaných polic a záchytné vany, na poptávku jsou dostupné i další varianty a rozměry.

OBJ. ČÍSLO	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
2010 5170 000 001	dvoudveřová	1193 x 615 x 1953	na poptávku

