



## 1.1.2 STOLY PRACOVNÍ A LABORATORNÍ

Pro pohodlnou a bezpečnou práci v laboratořích nabízíme skladebný systém pro tvorbu variabilních stolů pro potřeby všech druhů laboratoří. Dokážeme sestavit nejvhodnější varianty stolů pro vaši konkrétní potřebu laboratoře, složenou ze stolů laboratorních s médii, laboratorních mokrych či mycích, suchých stolů pod přístroje, z různých pracovních stolů, či naprosto speciálních dle Vašich požadavků.

### STOLY LABORATORNÍ - SESTAVY STOLŮ - stůl jednostranný / oboustranný

stůl jednostranný

hloubka stolu: 600, 750, 900 mm

stůl oboustranný

hloubka stolu: 1200, 1500, 1800 mm

výška: 750 mm (pro práci v sedě)

výška: 900 mm (pro práci ve stoje)

Stěnu pro rozvod médií lze volit z několika variant dle typu práce, samozřejmě je volba různých šířek stěn, rozmístění a hloubky polic, případně doplnění o různé chytré příslušenství, jako osvětlení pracovní desky či mříže pro uchycení aparatur.

Nosnost takových sestav laboratorních stolů je min. 150 kg

U nás máte možnost kdykoli přestavovat police libovolně dle vašich aktuálních požadavků

Skříňky na výškově stavitelných plastových nožkách (100 mm) nebo na pevném soklu z vodovzdorné překližky potažené vysokotlakovým laminátem (100 mm).

Prostor pod pracovní deskou lze vyplnit konstrukcemi s kontejnery, skříňkami nebo jejich kombinací.

šířky:

skříňky (šířka 450, 600, 900 mm)

konstrukce (šířka 900, 1200, 1500, 1800 mm)

NEZAPOMĚŇTE - v případě osazení sestavy stolu kapalnými či plynými médii, požadujte pro snadnou a bezpečnou údržbu a revizi těchto médií umístit do sestavy SERVISNÍ modul, který tento přístup i do budoucna umožňuje!

Nezapoměňte na prostor pro přisednutí ke stolu





## ROZVODY VE STOLECH S MÉDII

Prostor nad pracovní deskou lze využít jak pro práci (osazením různých mediových stěn s policemi a variabilním množstvím i kombinací výstupů různých médií), tak na ukládání spotřebního materiálu do závěsných nástěnných skříněk ....


Do pracovní desky lze umístit libovolné příslušenství, jako odpadní vaničky, výlevky, vodovodní baterie, ventily na různá kapalná či plyná média, elektrozásuvky ...

- VODA
- ODPAD
- DEMI VODA
- ELEKTRO
- HOŘLAVÉ PLYNY
- TECHNICKÉ PLYNY



Připravíme a rozvedeme Vám všechny laboratorní média po celém stole!

Rozvody médií provádíme ve standardizovaných certifikovaných systémech.



Pro minimalizaci rizik a bezpečnou práci musí být laboratoř vybavena vždy alespoň jednou bezpečnostní sprchou.


Výlevky a dřezy lze volit dle typu používaných chemických látek

Pro pracoviště ohrožené vlhkostí nabízíme bezspárové provedení lepení hran.

Nezapomeňte si nechat zabudovat přístroje, jako chladničku, pračku, myčku, varnou desku, vývěvu, ...

Do vnitřního prostoru skřínky lze doplnit příslušenství, jako odpadkové koše, větší počet polic, libovolné rozmístění příček, ...

 **Pomůžeme Vám sestavit požadované stolové sestavy dle Vašich požadavků.**

 **Kontaktujte naše obchodní oddělení!**