




## 6 ARMATURY STOJÁNKOVÉ NA DESKU STOLU

Všechny osazované armatury a ventily jsou speciálně určeny pro laboratorní prostředí (mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12918, napojovací olivky odpovídají normě DIN 12898, závity ISO 228/1, barevné značení dle EN 13792:2000.



Studená voda



Teplá voda



Demineralizovaná voda



Stlačený vzduch



Vakuum



Zemní plyn



Propan/butan



Dusík








Oxid uhličitý



Argon

OBJ. ČÍSLO OLD LINE	POPIS	CENA OLD LINE
2MP0 1210 000 004	baterie laboratorní stojánková směšovací s kohouty dole	2 430,00
2MP0 1210 000 005	baterie laboratorní stojánková směšovací s kohouty nahoře	5 470,00
2MP0 1210 000 006	baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou dole	3 370,00
2MP0 1210 000 007	baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře	7 980,00
2MP0 1210 000 008	baterie stojánková směšovací, chromová páková	1 350,00
2MP0 1210 000 009	baterie stojánková směšovací, chromová páková s vytažitelnou sprškou	1 775,00
2MP0 1210 000 001	baterie laboratorní stojánková na studenou vodu	2 290,00
2MP0 1400 000 009	Armatura laboratorní stojánková, 1x zásuvka 230 V / IP 54 - jednostranná	na poptávku
2MP0 1400 000 010	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka 230 V / IP 54 - jednostranná	na poptávku





OBJ. ČÍSLO OLD LINE	POPIS	CENA OLD LINE
2MP0 1210 000 002	baterie laboratorní stojánková na studenou vodu - dvojitá "T"	3 450,00
2MP0 1210 000 003	baterie laboratorní stojánková na studenou vodu - dvojitá "V"	4 040,00
2MP0 1210 00 0011	baterie laboratorní stojánková na demineralizovanou vodu z nerezí	10 830,00
2MP0 1210 000 012	baterie laboratorní stojánková na demineralizovanou vodu z PVDF	6 690,00
2MP0 1210 000 022	baterie laboratorní stojánková pro příchozí chladicí kapalinu	1 670,00
2MP0 1210 000 021	baterie laboratorní pro odchozí chladicí kapalinu	1 670,00
2MP0 1311 000 001	ventil laboratorní stojánkový pro zemní plyn - jednocestný	1 930,00
2MP0 1321 000 001	ventil laboratorní stojánkový pro stlačený vzduch - jednocestný	1 670,00
2MP0 1321 000 002	ventil laboratorní stojánkový pro vakuum - jednocestný	1 670,00
2MP0 1321 000 003	ventil laboratorní stojánkový pro dusík - jednocestný	1 670,00
2MP0 1312 000 001	ventil laboratorní stojánkový pro zemní plyn - dvoucestný "T"	2 930,00
2MP0 1322 000 001	ventil laboratorní stojánkový pro stlačený vzduch - dvoucestný "T"	2 410,00
2MP0 1322 000 002	ventil laboratorní stojánkový pro vakuum - dvoucestný "T"	2 410,00
2MP0 1322 000 003	ventil laboratorní stojánkový pro dusík - dvoucestný "T"	2 410,00
2MP0 1312 000 010	ventil laboratorní stojánkový pro zemní plyn - dvoucestný "V"	3 000,00
2MP0 1322 000 013	ventil laboratorní stojánkový pro stlačený vzduch - dvoucestný "V"	2 495,00
2MP0 1322 000 010	ventil laboratorní stojánkový pro vakuum - dvoucestný "V"	2 495,00
2MP0 1322 000 012	ventil laboratorní stojánkový pro dusík - dvoucestný "V"	2 495,00

